

Pointes Neptune



■ Pointes de haute précision compatibles avec toutes les marques de micropipettes standard



Portoirs vides avec support de pointes

Réf.	Désignation	€
713234A	Rack vide avec plateau pour pointes 10 µl en vrac	NC -
713236A	Rack vide avec plateau pour pointes 20 à 300 µl en vrac	NC -
713238A	Rack vide avec plateau pour pointes 1000 à 1250 µl en vrac	NC -
713235A	Rack vide sans plateau pour pointes 10 à 300 µl en recharge	NC -
713237A	Rack vide sans plateau pour pointes 1000 à 1250 µl en recharge	NC -

Photo	Type	Vol. (µl)	Long. (mm)	Ø (mm) d'ouverture	Graduat. (µl)	Type	Stérile	En vrac			Sur rack			En recharge		
								Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton
	2040	10	31,24	0,46	0,5, 2, 10	Standard	Non	713123	1000	NC -	713124N	960	NC -	713126N	1920	NC -
						Standard	Oui	-	-	-	713125N	960	NC -	-	-	
						Low Bind.	Non	-	-	-	713007N	960	NC -	712159N	1920	NC -
						Low Bind.	Oui	-	-	-	713008N	960	NC -	-	-	
	2340	10	45,84	0,38	2, 10	Standard	Non	-	-	-	711176N	960	NC -	713092N	960	NC -
						Standard	Oui	-	-	-	713011N	960	NC -	-	-	
						Low Bind.	Non	713164A	1000	NC -	713282	960	NC -	713288	960	NC -
						Low Bind.	Oui	-	-	-	713163NA	960	NC -	-	-	
	2100	200	50,75	0,53	10, 50, 100	Standard	Non	-	-	-	713021N	960	NC -	713040B	960	NC -
						Standard	Oui	-	-	-	713022N	960	NC -	-	-	
						Low Bind.	Non	713015	1000	NC -	7130283	960	NC -	711511N	960	NC -
						Low Bind.	Oui	-	-	-	713017N	960	NC -	-	-	
	2150	200	90,93	0,46	-	Standard	Non	-	-	-	713284	768	NC -	-	-	
						Standard	Oui	-	-	-	713285	768	NC -	-	-	
						Low Bind.	Non	713281	100	NC -	713286	768	NC -	713093N	960	NC -
						Low Bind.	Oui	-	-	-	713287	768	NC -	-	-	
	2090	300	59,54	0,51	10, 50, 100	Standard	Non	-	-	-	713046N	960	NC -	713090N	960	NC -
						Standard	Oui	-	-	-	713047N	960	NC -	-	-	
						Low Bind.	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Low Bind.	Oui	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2160	1000	81,79	0,89	200, 500, 1000	Standard	Non	713023	1000	NC -	-	-	-	-	-	
						Standard	Oui	-	-	-	713024N	768	NC -	-	-	
	2370	1250	98,4	0,89	10, 50, 100	Standard	Non	713095	1000	NC -	713293	768	NC -	713094N	960	NC -
						Standard	Oui	-	-	-	713292	768	NC -	-	-	
						Low Bind.	Non	713289B	1000	NC -	713291	768	NC -	713091N	960	NC -
						Low Bind.	Oui	-	-	-	713290	768	NC -	-	-	