

Pointes constituées d'une chambre réservoir et d'un capillaire.

Applications

- Usage de tubes profonds
- Dépôts sur gel




Pointe Gel-load Greiner Bio-One



- Pointe sans filtre, non stérile, coloris naturel, graduée
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- Volume : 200 µl
- Longueur : 82,55 mm

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/carton
073109	Pointe Gel-load 200 µl	1000	NC -


Pointes Gel Loading ultra-micro 10 µl universelles



- Compatibles Gilson, Eppendorf, Sartorius Biohitfamily
- Longueur totale : 57 mm ; longueur capillaire : 25 mm
- ø sortie ext. : 0,61 mm ; ø sortie int. : 0,30 mm

	En vrac	Sur rack	Stériles sur rack	Stériles à filtre
Réf.	077181	077182	077183	077060
Conditionnement	1000	5 racks de 204	5 racks de 204	5 racks de 204
€	88,80 -	136,10 -	146,70 -	273 -

Pointes Gel Saver 10 µl à capillaire filament



Capillaire ultra pur et souple. Préserve les gels d'électrophorèse.

- Compatibles Eppendorf, Socorex
- Longueur totale : 58 mm ; longueur capillaire : 23 mm

Réf.	Conditionnement	€
077503	Le rack de 204 pointes	NC -
077504	Le rack de 204 pointes stériles	NC -

Pointes Gel Saver 200 µl



- Compatibles avec toutes marques de pipettes 200 µl
- Longueur totale : 68 mm ; longueur capillaire : 25 mm
- ø sortie ext. : 0,61 mm ; ø sortie int. : 0,30 mm

Pointes Gel Saver avec filtre

Volume (µl)	Conditionnement	Stériles sur rack
		5 racks de 204
1 - 20	Réf.	077062
	€	NC -
5 - 100	Réf.	077068
	€	NC -

Pointes Gel Saver sans filtre. Volume 200 µl. Autoclavables.

	En vrac	Sur rack	Stériles sur rack
Réf.	077505	077506	077507
Conditionnement	1000	5 racks de 204	5 racks de 204
€	95,80 -	127,10 -	144,60 -