

Micropipette Multipette® M4 Eppendorf



Multipette® M4 avec support mural

Distributeur manuel de réactif utilisant des seringues Combitips Advanced. Pour la distribution avec une grande précision de tous types de liquides, sans risque de contamination par les aérosols.

- Manipulation simple et sans erreur
- Reconnaissance automatique du Combitip avec affichage du volume sélectionné
- Compteur de distribution affiché sur l'écran
- Large gamme de volumes de distribution grâce aux 9 tailles de Combitip de 1 µl à 10 ml
- 20 choix de volume par Combitip : 112 volumes disponibles
- Ejection du Combitip au moyen de la gâchette de distribution
- Sélection du volume avec le pouce
- Prise en main optimisée pour s'adapter à toutes les morphologies, convient aux gauchers comme aux droitiers
- Poids réduit de 20 % par rapport à la Multipette® Plus

Réf.	Désignation	€
933049	Multipette® M4 avec support (mural, pour pipettes)	NC -
933050	Multipette® M4 Starter Kit : Multipette® M4, Combitip Rack, pack Combitip, avec support (mural et/ou pour carrousel)	NC -
933039	Eppendorf TrackIT comprend le logiciel et un lecteur RFID	NC -
045322	Pile pour Multipette®	NC -

Micropipette Multipette® électroniques E3 / E3x Eppendorf



Pipettes distributrices électroniques à déplacement positif, programmables et multi-fonctions.

2 modèles :

- + Multipette® E3 : pour les applications standard (pipetage, distribution et distribution automatique)
- + Multipette® E3x : en plus des applications standard, aspiration/distribution, aspiration de surnageants, titration, distribution séquentielle

- Fonctionnement par déplacement positif
- Molette de sélection de l'application, boutons de réglage rapide des paramètres
- Affichage automatique du volume grâce à la reconnaissance automatique du Combitip® Advanced
- Plus de 2500 volumes disponibles de 1 µl à 50 ml
- Ejection du Combitip par bouton séparé
- Livrée avec chargeur, batterie Li-ion et certificat de conformité EN ISO 8655
- Mémorisation de 5 protocoles les plus courants

Réf.	Désignation	€
933170	Multipette® E3, avec chargeur et assortiment de Combitips® Advanced	NC -
933171	Multipette® E3x, avec chargeur et assortiment de Combitips® Advanced	NC -
933172	Multipette® E3, avec portoir chargeur 933911 et assortiment de Combitips® Advanced	NC -
933173	Multipette® E3x, avec portoir chargeur 933911 et assortiment de Combitips® Advanced	NC -

ViscoTip 10 ml Eppendorf



Spécialement conçue pour la manipulation de liquides à viscosité élevée, tel que la glycérine 99,5 %, le Tween, les huiles et les crèmes.

- Pour liquides de viscosité comprise entre 200 mPa.s et 14 000 mPa.s
- Volume : 10 ml
- Volume min/max : 10 - 10000 µl
- Code couleur : double orange

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
934187	ViscoTip 10 ml Eppendorf	100	NC -