

Microtubes sans bouchon

Volume (ml)	0,5		1,5		2	
Diamètre ext. (mm)	10,20					
Diamètre int. (mm)	8,5					
Hauteur (mm)	45,2	46,1	45,2	46,1	45,4	46,8
Matière	Polypropylène vierge ; grade médical					
Stérile	Non					
Bouchon	Non					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	25000					
Jupe	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Graduation	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Zone de marquage	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Températures d'utilisation	-85 °C à +121 °C					
Spécificités	Conforme USP classe VI ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; marquage CE IVD					
Unités/carton	1000 microtubes					
Réf. bouchon naturel	390436CL	390437CL	390438CL	390439CL	390440CL	390441CL
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Bouchon



Matière	Polyéthylène vierge ; grade médical				
Spécificités	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; marquage CE IVD				
Unités/carton	1000 bouchons	500 bouchons	1000 bouchons	1000 bouchons	1000 bouchons
Naturel	390442CL	-	390443CL	390444CL	390445CL
Blanc	-	390748CL	-	-	-
Jaune	-	390749CL	-	-	-
Rouge	-	390751CL	-	-	-
Vert	-	390752CL	-	-	-
Bleu	-	390747CL	-	-	-
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Inserts de couleur pour bouchon Cap-Disks

- Pour diversifier et organiser vos microtubes à souhait
- Inserts colorés à placer dans les capuchons vissants ClearLine® dédiés

Couleur	Bleu ciel	Blanc	Jaune	Rose	Rouge	Vert	Panachés*
Réf.	390448	390449	390450	390451	390452	390453	390454
€ les 1000	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

* Toutes couleurs sauf blanc.

