

Microtubes Nalgene™

Volume (ml)	0,5		1,5	2		4,5
Diamètre ext. (mm)	13	13	13	13	13	12
Hauteur (mm)	49	49	47	49	49	77
Matière	Copolymère de polypropylène					
Stérile	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Bouchon	Non					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	13000					
Jupe	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non					
Zone de marquage	Non					
Spécificités	Conforme USP classe VI ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; Faibles traces de métaux lourds ; non cytotoxique ; conforme FDA	Conforme USP classe VI ; exempt d'endotoxines ; Faibles traces de métaux lourds ; non cytotoxique ; conforme FDA	Conforme USP classe VI ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; Faibles traces de métaux lourds ; non cytotoxique ; conforme FDA	Conforme USP classe VI ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; Faibles traces de métaux lourds ; non cytotoxique ; conforme FDA	Conforme USP classe VI ; exempt d'endotoxines ; Faibles traces de métaux lourds ; non cytotoxique ; conforme FDA	Conforme USP classe VI ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; Faibles traces de métaux lourds ; non cytotoxique ; conforme FDA
Unités/ sachet	1000 microtubes					
Réf. microtube seul	029559	029563	029560	029561	029565	029562
Réf. microtube seul ambré	029567	029569	-	029568	029570	-
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Bouchons plats



Matière	Copolymère de polypropylène	
Stérile	Oui	Non
Spécificités	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; faibles traces de métaux lourds ; non cytotoxique	
Unités/carton	2 sachets de 500 bouchons	
Naturel	029593	029601
Blanc	029594	029602
Jaune	029595	029603
Rouge	029625	029605
Vert	029596	029604
Bleu	029597	029606
Rose	-	029609
Violet	029598	029607
Ambré	029599	029608
€/carton	NC -	NC -

Bouchons avec pastille de couleur



Matière	Copolymère de polypropylène	
Stérile	Oui	Non
Spécificités	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; faibles traces de métaux lourds ; non cytotoxique	
Unités/carton	2 sachets de 500 bouchons	
Sans insert	029571	029582
€/carton	NC -	NC -
Insert naturel	029580	029591
Insert blanc	029572	029583
Insert jaune	029573	029584
Insert rouge	029576	029587
Insert vert	029575	029586
Insert bleu	029577	029588
Insert violet	029579	029590
Insert orange	029574	029585
Insert or	029578	029589
Bleu vert	029581	029592
€/carton	NC -	NC -

Bouchons pour tubes 4,5 ml réf. 029562



Matière	Copolymère de polypropylène
Stérile	Oui
Spécificités	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; Faibles traces de métaux lourds ; non cytotoxique
Unités/carton	2 sachets de 500 bouchons
Naturel	029643
Blanc	029644
Vert	029645
€/carton	NC -