




















MICROTUBES À BOUCHON VISSANT

Microtubes à bouchon vissant avec bouchon (suite)

TUBES
PORTOIRS

											
Volume (ml)	2										
Diamètre (mm)	10,4	10,5	10,5	-	-	-	11	11	11	11	9,6
Hauteur (mm)	44,5	45,5	46,5	-	-	-	45,2	45,2	45,2	45,2	47,5
Matière	Polypropylène										
Stérile	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui
Type de bouchon	Bouchon à vis avec joint		Bouchon à vis avec joint avec attache	Bouchon à vis avec joint ; perçable			Bouchon à vis avec joint				Bouchon à vide
Autoclavable	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Vitesse max de centrifugation (g)	20000			17000			-	-	-	-	-
Jupe	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Zone de marquage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Coloris	Excellente transparence			Translucide						Opaque	
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C	-196 °C à +121 °C	-196 °C à +121 °C	-196 °C à +121 °C	-196 °C à +121 °C	-196 °C à +121 °C	-80 °C à +95 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-86 °C à +121 °C
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN, inhibiteurs de PCR et d'endotoxines	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines	-	-	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines	-	-	-	-	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'endotoxines
Unités/carton	Sachet de 250 microtubes	20 sachets de 50 microtubes		Sachet de 500 microtubes	Sachet de 500 microtubes	10 sachets de 50 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Sachet de 500 microtubes
Réf. bouchon naturel	-	062966	062967	104433	104434	104439	077788	077754	077789	038554	-
Réf. bouchon blanc	048042A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réf. bouchon ambré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	010220
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Microtubes à bouchon vissant sans bouchon

								
Volume (ml)	0,5		1,5		2			
Diamètre (mm)	11	11	11	11	11	11	10,4	9,6
Hauteur (mm)	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	43,4	47,5
Matière	Polypropylène							
Stérile	Non							
Autoclavable	-	-	-	-	-	-	Oui	Oui
Vitesse max de centrifugation (g)	-	-	-	-	-	-	20000	23000
Jupe	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Graduation	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Non
Zone de marquage	Oui							
Coloris	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Opaque
Températures d'utilisation	-80 °C à +95 °C	-80 °C à +95 °C	-80 °C à +95 °C	-80 °C à +95 °C	-80 °C à +95 °C	-80 °C à +95 °C	-80 °C à +95 °C	-196 °C à +121 °C
Spécificités	-	-	-	-	-	-	-	Exempt de DNases, RNases, d'ADN, d'inhibiteurs de PCR et d'endotoxines
Unités/carton	Sachet de 500 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Sachet de 5000 microtubes	Sachet de 500 microtubes
Réf. tube seul naturel	077241	077785	077242	077786	077243	077536	048035	-
Réf. tube seul ambré	-	-	-	-	-	-	-	010218
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -