Capuchons LABOCAP





- En aluminium, et aluminium anodisé pour les modèles en couleur
- Avec ou sans poignée sur le capuchon
- Stérilisables jusqu'à 140 °C
- Pour le fermeture non hermétique de flacons
- Avec trois clamps internes de maintien sur le col du flacon ou du tube

Sans poignée

Cap O Test	Naturel	Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Noir	Unités/ carton	€/ carton
9/10	110677B	110678B	110679B	-	-	-	100	NC -
12/13	110680B	110681B	110682B	110683	110684	-	100	NC -
14/15	110685B	110686B	110687B	-	-	-	100	NC -
15/16	110688B	110689B	110690B	110691	110692	110693	100	NC -
17/18	-	110695B	110696B	110697	110698	-	100	NC -
19/20	110699B	110700B	110701B	-	-	-	100	NC -
21/23	110702B	110703B	110704B	-	-	-	100	NC -
24/26	110705B	110706B	110707B	-	-	-	100	NC -
28/30	110708B	110709B	110710B	-	-	-	100	NC -
37/39	110716	110717	110718	-	-	-	50	NC -

Avec poignée

LABOCAP	Argent	Bleu	Rouge	Unités/ carton	€/ carton
15/16	110668B	110669B	110670B	100	NC -
17/18	110671B	110672B	110673B	100	NC -
19/20	110674	-	-	100	NC -

Capuchons pour erlens



- En aluminium, et aluminium anodisé pour les modèles en couleur
- Stérilisables jusqu'à 140 °C
- Pour le fermeture non hermétique de flacons
- Avec trois clamps internes de maintien sur le col du flacon ou du tube

Bouchon aluminium	Collerette	Argent	Bleu	Rouge	Unités/ carton	€/ carton	
37/39	Sans	110546	110551	110556	10	NC -	

Capuchons Alu-Steck



- En pur aluminium, finition mate
- Stérilisables jusqu'à 140 °C
- Sans ressort
- Se placent sur les flacons pour une fermeture stérile mais non hermétique
- Servent également de containers en aluminium

Réf.	Ø intérieur(mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	€/ carton
110561	11	25	100	NC -
110562	12	25	100	NC -
110563	13	25	100	NC -
110564	14	25	100	NC -
110565	15	25	100	NC -
110566	16	30	100	NC -
110567	17	30	100	NC -
110568	18	30	100	NC -
110569	20	30	100	NC -
110570	22	30	100	NC -
110571	28	30	100	NC -
110572	32	30	100	NC -
110573	39	30	10	NC -
110574	44	40	10	NC -
110575	48	40	10	NC -
110576	55	40	10	NC -
110577	58	40	10	NC -