

Bouchons en caoutchouc ou en silicone Versilic

Bouchon caoutchouc
gris bleu

Bouchons caoutchouc gris bleu

- Bouchons en caoutchouc naturel pour la fermeture de tubes et de flacons
- Forme tronconique
- Utilisables de -35 à +70 °C

Bouchon silicone
Versilic

Bouchons silicone Versilic

- Bouchons en silicone biologiquement neutres et non toxiques pour la fermeture de tubes et de flacons
- Forme tronconique
- Convient particulièrement aux travaux en culture cellulaire
- Utilisables de -60 °C à +200 °C

Type	ø bas x ø haut (mm)	Hauteur (mm)	Bouchons caoutchouc gris bleu			Bouchons silicone Versilic		
			Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton
8D	4 x 8	20	-	-	-	260263	500	NC -
10D	5 x 9	20	260238	100	NC -	-	-	-
13D	8 x 12	20	-	-	-	260265	500	NC -
15D	10,5 x 14,5	20	-	-	-	260266	500	NC -
27D	21 x 27	30	-	-	-	260271	50	NC -
34D	29 x 35	30	-	-	-	260274	25	NC -
38D	31 x 38	35	-	-	-	260275	25	NC -
41D	34 x 41	35	-	-	-	260276	25	NC -
45D	36 x 44	40	-	-	-	260277	25	NC -
49D	41 x 49	40	-	-	-	260278	20	NC -
54D	47 x 55	40	260253B	20	NC -	260279	10	NC -
60D	50,5 x 59,5	45	-	-	-	260280	10	NC -
65D	56 x 65	45	-	-	-	260281	10	NC -
70D	60 x 70	50	-	-	-	260282	5	NC -
75D	64,5 x 75,5	55	-	-	-	260283	5	NC -
83D	71 x 83	60	-	-	-	260284	5	NC -
92D	72 x 92	65	-	-	-	260285	5	NC -

Perce-bouchons

Set de perce-bouchons

- En laiton nickelé
- Livré avec une tige solide pour vider les restes de bouchon dans l'emporte-pièce

Perce-bouchons à l'unité

- En nickel-chrome

Réf.	Nbre de tailles	Ø trous (mm)	€
810655	6	5 à 11	NC -
810656	12	5 à 19	NC -
942780	18	5 à 26	NC -

Réf.	Ø trous (mm)	€
942782	6,2	NC -
942783	7,5	NC -
942784	8,8	NC -
942785	10	NC -
942786	11,2	NC -

Affiloir pour perce-bouchons

- Lame en acier trempé
- Manche métallique

Réf.	Désignation	€
810657	Affiloir pour perce-bouchons 170 mm	NC -



Set de perce-bouchons

Perce-bouchons à l'unité

Affiloir pour perce-bouchons