


Portoir pour tubes coniques 15 ml



Portoir en acier recouvert d'époxy pour 15 tubes coniques 15 ml de Ø 17 mm. L x l x h : 127 x 76 x 76 mm.

Réf.	Désignation	€
045879	Portoir pour tubes coniques 15 ml	NC -


Rack Poxygrid



- Pour 4 tubes coniques de 500 ml
- L x l x h : 203 x 203 x 76 mm
- Autoclavable à 121 °C

Réf.	Désignation	€
086716	Rack Poxygrid pour 4 tubes coniques de 500 ml	NC -

Portoir pour tubes d'hybridation



Portoir en acier recouvert d'époxy pour tubes à hybridation (Ø < 40 mm).

Réf.	Désignation	L x l x h (mm)	€
045875	Portoir pour 6 tubes (3 x 2)	137 x 200 x 127	NC -

Portoir pour tubes à centrifuger 250 ml



Portoir autoclavable en acier recouvert d'époxy pour le support de bouteilles à fond conique à centrifuger, de type Corning, Falcon, Nunc.

- Volume : 250 ml
- Ø : 60 mm

Réf.	Désignation	L x l x h (mm)	€
045874	Portoir pour 6 bouteilles (3 x 2)	208 x 102 x 135	NC -

Rack Polypropylène OneRack



- En polypropylène et Delrin® (fibre de verre renforcée polyoxyméthylène POM)
- Pour le séchage de tubes
- 2 versions : capacité simple ou double

Pour tubes de Ø (mm)	Nbre tubes	Dimensions (mm)	Blanc	Bleu	Vert	Rose	€
13	72	104 x 202 x 59	037811	037812	037813	037814	NC -
16	72	127 x 250 x 70	037815	037816	037817	037818	NC -
20	40	100 x 252 x 83	037819	037821	037822	037823	NC -
25	40	120 x 300 x 92	037824	037825	037826	037827	NC -
30	24	110 x 282 x 85	037828	037829	037831	037832	NC -
13	36	104 x 104 x 59	037833	037834	037835	037836	NC -
16	36	127 x 127 x 70	037837	037838	037839	-	NC -
20	20	100 x 127 x 83	037842	037843	037844	037845	NC -
25	16	120 x 122 x 92	037846	037847	037848	037849	NC -
30	9	110 x 110 x 85	037851	037852	037853	037854	NC -
En polypropylène							
13	72	104 x 202 x 59	037885	037886	037887	037888	NC -
16	72	127 x 250 x 70	037889	037891	037892	037893	NC -