

Egouttoir modulable

- En polystyrène
- Dimensions (mm) : 441 x 66 x 139
- A poser ou accrocher au mur
- Petits et grands picots s'adaptant à différentes tailles de vaisselle
- Livré avec : 72 picots (36 petits et 36 grands), 2 paniers, 2 tubes drainage, guide de montage



Réf.	Désignation	€
320760	Egouttoir	NC -
320773	Kit de 10 picots (5 petits, 5 grands)	NC -
320772	Lot de 2 paniers	NC -
320774	Kit de drainage	NC -

Egouttoirs muraux

- Plateau en PVC
- Picots en polypropylène repositionnables

Dim. (mm)	Nombre de picots			Sans rigole d'évacuation		Avec rigole d'évacuation	
	Taille des picots			Réf.	€	Réf.	€
	60 mm	100 mm	150 mm				
400 x 400	5	26	2	795549	NC -	795547	NC -
500 x 500	10	39	4	795550	NC -	795548	NC -
600 x 600	15	56	6	795546	NC -	795543	NC -



Egouttoirs suspendus



En fil plastifié PVC.

Réf.	Nombre de têtes	L x h (mm)	€
068595	32	400 x 300	NC -
068596	48	400 x 500	NC -
068597	88	500 x 620	NC -

Egouttoir de table ou à suspendre



- En fil plastifié PVC
- Avec 79 têtes et plateau d'égouttage
- H x l : 640 x 500 mm

Réf.	Désignation	€
068592	Egouttoir de table ou à suspendre	NC -