

Cryotubes Nunc



Les cryotubes Nunc sont utilisables au congélateur ou sous vapeur d'azote liquide. En cas d'immersion dans l'azote liquide, il est impératif d'utiliser la gaine cryoflex (réf. 055029).

- Stériles, non pyrogènes, non toxiques
- Utilisables jusqu'à - 196 °C
- Version à pas de vis intérieur avec joint silicone ou pas de vis extérieur étanche sans joint
- Diamètre : 12,5 mm
- Avec ou sans ailettes à la base, pour ouvrir d'une seule main les tubes placés dans le portoir spécial autobloquant
- Possibilité d'insérer une pastille color code dans le bouchon



Cryotubes à joint silicone, pas de vis interne et surface d'inscription

Réf.	Vol. (ml)	Hauteur (mm)	Fond	Autostable	Ailette	Unités/sachet	€/sachet
055001	1	43	Conique	Oui	Non	50	NC -
055002	1	43	Conique	Oui	Oui	50	NC -
055003	1,8	48	Rond	Oui	Non	50	NC -
055004	1,8	48	Rond	Non	Non	50	NC -
055005	1,8	48	Rond	Oui	Oui	50	NC -
055006	3,6	72	Rond	Non	Non	50	NC -
055007	3,6	72	Rond	Oui	Oui	50	NC -
055008	4,5	92	Rond	Non	Non	50	NC -
055009	4,5	92	Rond	Oui	Oui	50	NC -

Cryotubes à pas de vis externe avec surface d'inscription

Réf.	Vol. (ml)	Hauteur (mm)	Fond	Autostable	Ailette	Unités/sachet	€/sachet
055011	1	40	Conique	Oui	Oui	50	NC -
055013	1,8	50	Rond	Oui	Oui	50	NC -
055014	4,5	91	Rond	Oui	Oui	50	NC -

Cryotubes à pas de vis externe sans surface d'inscription

Réf.	Vol. (ml)	Hauteur (mm)	Fond	Autostable	Ailette	Unités/sachet	€/sachet
055015	1,2	40	Conique	Oui	Oui	50	NC -
055016	1,8	50	Rond	Oui	Oui	50	NC -
055017	4,5	91	Rond	Oui	Oui	50	NC -

Pastilles de couleur pour bouchon

Inserts code-couleur à insérer dans le bouchon, avec surface d'inscription et encoche pour saisir le tube ou retirer la pastille.



Coloris	Blanc	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Orange	Rose	Mauve	Gris	Marron	Assortis	€ la boîte de 500
Réf.	055018	055019	055020	055021	055022	055023	055024	055025	055026	055027	055028	NC -

Portoirs pour cryotubes



- En polycarbonate autoclavable
- Avec ergots à 40 emplacements pour blocage des cryotubes ailette, ce qui permet de les visser et dévisser d'une seule main (200 x 100 mm)

Réf.	Désignation	€
055038	Portoir autobloquant bleu 40 trous	NC -