

Cryotubes à étanchéité renforcée



Cryotubes à pas de vis externe avec joint plat



- Jupe crantée permettant de bloquer le tube dans le portoir
- Tubes gradués avec plaque d'identification
- Stériles

Cryotubes à pas de vis externe avec joint plat

Réf.	Volume (ml)	Fond	Jupe	ø x h (mm)	Unité d'emb.	Unités/sachet	€/sachet
039261	1,2	Conique	Oui	12,5 x 43	100	100	NC -
039262	2	Rond	Non	12,5 x 48	100	100	NC -
039263	2	Rond	Oui	12,5 x 49	100	100	NC -
039264	3	Rond	Oui	12,5 x 72	100	100	NC -
039265	4	Rond	Oui	12,5 x 76	100	100	NC -
039266	5	Rond	Oui	12,5 x 93	100	100	NC -

Cryotube à pas de vis externe autostable

Réf.	Volume (ml)	Fond	ø x h (mm)	Unité d'emb.	Unités/sachet	€/sachet
039267	10	Rond	17 x 84	50	50	NC -

N.B. : aucune pastille de couleur n'est disponible pour le cryotube de 10 ml réf. 039267.

Pastilles de couleur pour bouchon

Coloris	Blanc	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Marron	Gris	Mauve	Orange	Violet	Rose	Assortis*	Unité d'emb.	Unités/carton	€ la boîte de 500
Réf.	039857	039858	039859	039860	039861	039862	039863	039864	039865	039866	039867	039801	100	500	NC -

* Blanc, bleu, rouge, vert, jaune.

Cryotubes à pas de vis externe

- Stériles
- Polypropylène gradué
- Jupe crantée pour le blocage sur portoir
- Excellente étanchéité
- Capuchon vissant coiffant éliminant les risques de contamination
- Filetage externe
- Sans joint
- Avec lèvres de scellé



Réf.	Volume (ml)	Fond	Jupe	ø x h (mm)	Unités/carton	€/carton
039795	1,2	Conique	Oui	12,5 x 41		NC -
039796	2	Rond	Non	12,5 x 46	100	NC -
039797	2	Rond	Oui	12,5 x 48	100	NC -
039798	3	Rond	Oui	12,5 x 70	100	NC -
039799	4	Rond	Oui	12,5 x 76	100	NC -
039800	5	Rond	Oui	12,5 x 90	100	NC -
039801		Assortiment 100 pastilles de chaque couleur : blanc, bleu, rouge, vert et jaune			5 x 100	NC -



Cryotubes à filetage externe

Cryotubes à pas de vis interne avec joint plat



Cryotubes à pas de vis interne avec joint cylindrique rouge

Le joint cylindrique, au lieu d'être plat, renforce l'étanchéité et la sécurité du tubes.

Réf.	Volume (ml)	Fond	Jupe	ø x h (mm)	Unités/sachet	Unités/carton	€/sachet
039900N	1,2	Rond	Oui	12,5 x 41	100	100	NC -
102027N	2	Rond	Non	12,5 x 49	100	100	NC -
102028N	2	Rond	Oui	12,5 x 48	100	100	NC -
102051N	5	Rond	Non	12,5 x 90	100	100	NC -

Cryotubes à pas de vis interne avec joint plat

Réf.	Volume (ml)	Fond	Jupe	ø x h (mm)	Unité d'emb.	Unités/carton	€/carton
930487	1,2	Conique	Oui	12,5 x 41	100	100	NC -
930488	2	Rond	Oui	12,5 x 48	100	100	NC -
930489	2	Rond	Non	12,5 x 48	100	100	NC -
930490	4	Rond	Non	12,5 x 70	100	100	NC -
930491	4	Rond	Oui	12,5 x 72	100	100	NC -
930492	5	Rond	Non	12,5 x 90	100	100	NC -