


Cryotubes à capuchon à pas de vis externe et à joint cylindrique rouge

- Bouchon avec lèvres de scellé interne et joint d'étanchéité en silicone
- La lèvres de scellé empêche le joint de se déformer
- Large aplat de marquage
- Fermeture 1/4 de tour
- Bouchon creux pour un "color codage" avec les inserts
- Centrifugeables à 17 000 g
- Stérilisés aux rayons gamma
- Livrés en sachets scellés de 100 cryotubes



Réf.	Volume (ml)	Fond	Juue	ø x h (mm)	Unités/carton	€/carton
040264	1,2	Conique	Oui	12,5 x 41	100	NC -
040265	2	Rond	Non	12,5 x 49	100	NC -
040266	2	Rond	Oui	12,5 x 48	100	NC -
040267	3	Rond	Oui	12,5 x 70	100	NC -
040268	4	Rond	Oui	12,5 x 72	100	NC -
040269	5	Rond	Oui	12,5 x 90	100	NC -

Cryotubes à congélation ECO



La sécurité et la haute qualité à petit prix.

- En polypropylène
- Large zone de marquage blanche
- Gradués
- Etanches
- Stérilisés par radiations
- Capuchon vissé externe
- Utilisables jusqu'à -196 °C

Réf.	Capacité (ml)	ø extérieur (mm)	Hauteur (mm)	Unités/carton	€/carton
224000K	1,8	11,36	45,7	2 x 500	NC -
224001	4,5	11,36	86,5	500	NC -

Cryotubes TPP



- Zone d'inscription sur le bouchon
- En polypropylène
- A juue
- Pour utilisation en phase vapeur
- Bouchon à pas de vis externe sans joint

Réf.	Volume (ml)	ø x h (mm)	Unités/sachet	€/sachet
089012	1,2	12 x 37	100	NC -
089020	2	12 x 48	100	NC -
089040	3,8	12 x 75	100	NC -
089050	4,5	12 x 90	100	NC -

Inserts pour cryotubes TPP

Blanc	Bleu	Jaune	Vert	Lilas	Rouge	€
089801	089802	089803	089804	089805	089806	NC -