

Cryotubes cryoKING

- En polypropylène grade médical
- Bouchon pas de vis externe sans joint ou pas de vis interne avec joint
- Zone de marquage
- Avec ou sans code-barres linéaire
- Fond étoilé
- Gradués
- Stériles



Cryotubes à pas de vis interne

Diam x Haut. (mm)	Volume (ml)	Code barre	Bouchon naturel	Bouchon blanc	Bouchon rouge	Bouchon vert	Bouchon bleu	Bouchon jaune	Bouchon violet	Unités/carton	€/carton
47,7 x 12,5	2	Non	-	-	-	010299	-	010802	-	25	NC -
47,7 x 12,5	2	Oui	010241A	010242A	010804	010805	010806	010807	010808	25	NC -

Cryotubes à pas de vis externe

Diam x Haut. (mm)	Volume (ml)	Code barre	Bouchon naturel	Bouchon blanc	Bouchon rouge	Bouchon vert	Bouchon bleu	Bouchon jaune	Bouchon violet	Unités/carton	€/carton
13,5 x 46,5	2	Non	010257A	010846	010847	010848	010849	010850	010851	25	NC -
13,5 x 91,5	5	Non	-	010852	010853	010854	010855	010856	010857	25	NC -
13,5 x 46,5	2	Oui	-	010979	010980	010981	010982	010983	010984	25	NC -
13,5 x 91,5	5	Oui	-	010985	010986	010987	010989	010990	010988	25	NC -

Pastilles de couleur pour bouchon


Blanc	Rouge	Vert	Bleu	Jaune	Violet	Unités/carton	€/carton
010260B	010260R	010260V	010260BL	010260J	010260VI	100	NC -

Cryotubes

- En polypropylène vierge
- Large zone de marquage
- Gradués
- Stériles
- Différents types de fonds : à jupe, rond, ou étoilé
- Bouchon avec joint en silicone pour une étanchéité parfaite



A jupe



Rond



Étoilé



Cryotubes à pas de vis externe



Réf.	Volume (ml)	Type de fond	Ø x Hauteur (mm)	Unités/carton	€/carton
862550A	2	Jupe	48,5 x 12,4	100	NC -

Cryotubes à pas de vis interne



Réf.	Volume (ml)	Type de fond	Ø x Hauteur (mm)	Unités/carton	€/carton
862555A	2	Jupe	49 x 12,3	50	NC -
862558A	2	Étoilé	49 x 12,3	50	NC -