

Cryotube à échantillon de tissus CryoElite™



Fiole à large ouverture pour coupe de tissus.

- En polypropylène vierge de grade cryogénie à faible rétention
- Fond autostable
- Dimensions avec bouchon (Ø x h) : 22 x 24 mm
- Température d'utilisation : -196 °C à + 121 °C
- Stérile, non mutagène, testé USP classe VI
- Autoclavable

Réf.	Désignation	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
054861	Fiole à tissus CryoElite™ 5 ml	25	250	NC -

Boîtes de congélation CryoFile™

- En carton hydrophobe
- Dimensions (l x L x h) : 130 x 130 x 25 mm
- Emplacements numérotés de 1 à 25
- Superposables :
2 boîtes CryoFile peuvent être empilées dans un rack standard
- Température d'utilisation minimale : -196 °C

Coloris	Blanc	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Rose	€
Réf.	054862	054863	054864	054865	054866	054867	NC -

Flacon à congélation 2,5 ml pour biopsie



- Ouverture large
- Capacité 2,5 ml
- Stérile ou non stérile
- Capuchon coloris naturel
- h x l : 29 x 21 mm
- Diamètre corps : 16 mm
- A jupe, autostable
- Pour congélation -80 °C

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/carton
064051	Flacon stérile 2,5 ml	500	NC -
064098	Flacon non stérile 2,5 ml	1000	NC -

Capuchons de couleur pour flacons à biopsie

Naturel	Bleu	Orange	Vert	Lavande	Rouge	Blanc	Jaune	€ les 1000
064100	064101	064102	064103	064104	064105	064106	064107	NC -

Boîtes de congélation pour flacons

- Pour 25 flacons
- 133 x 133 x 32 mm

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/carton
064052	Boîte de congélation pour 25 flacons à biopsie	12	NC -
064052A	Boîte de congélation pour 25 flacons à biopsie	1	NC -

Portoir de transport pour flacons

- En polystyrène HIPS
- Pour 50 tubes ø 16,5 mm
- Marquage alphanumérique
- Dimensions : 30 x 15 x 2,5 cm
- Avec 2 poignées de transport
- Empilable
- Pour ouverture des tubes d'une seule main

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/carton
064049	Portoir de transport pour flacons à biopsie	1	NC -

Flacon de congélation 15 ml



Flacon de 15 ml en polypropylène. Capuchon vissant en polyéthylène haute densité.

- Large ouverture
- Température d'utilisation : - 80 °C
- ø x h : 33 x 47 mm

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/carton
028044	Flacons de congélation 15 ml stérile	75	NC -