

Boîtes à alvéoles en polycarbonate pour 81 cryotubes

- En polycarbonate, autoclavables
- Pour le stockage de cryotubes jusqu'à -190 °C
- Pour 81 ou 100 cryotubes, pour cryotubes de 1 ml à 5 ml
- Couvercle transparent avec index alphanumérique
- Grille à alvéoles moulées, de 4 coloris au choix
- Dimensions : 133 x 133 mm

Désignation	Haut. (mm)	Bleu	Vert	Rouge	Jaune	Unités/carton	€/carton
81 cryotubes de 1 à 2 ml	52	039132	039133	039134	039135	4	NC -
81 cryotubes de 3 à 4 ml	81	039136	039137	039138	039139	6	NC -
81 cryotubes de 3 à 5 ml	95	039140	039141	039142	039143	5	NC -
42 cryotubes de 10 ml	95	040736	040737	040738	040739	5	NC -




Boîtes à croisillons en polycarbonate pour 100 cryotubes

Boîte en polycarbonate très résistante pour 100 cryotubes. Les croisillons internes autorisent un rangement plus compact et la boîte accepte 100 cryotubes 1 à 2 ml. Dimensions : 133 x 133 x 52 mm.

- Pour cryotubes de 1 ml à 2 ml
- Couvercle transparent avec index alphanumérique
- Autoclavables

Pour	Bleu	Vert	Rouge	Jaune	Unités/carton	€/carton
100 cryotubes 1 à 2 ml	039144	039145	039146	039147	4	NC -





Boîtes de stockage pour cryotubes avec code-barres

CORNING

- En polycarbonate
- Dimensions (mm) : 132 x 132

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/carton
431724	Boîte de stockage pour 81 cryotubes	10	NC -
431725	Boîte de stockage pour 100 cryotubes	10	NC -

Cryoboîtes en polycarbonate pour 25, 81 ou 100 tubes



- En polycarbonate
- Couvercle transparent avec grille de repérage
- Utilisables jusqu'à -196 °C
- Croisillons de couleur

Capacité	L x l x H avec couvercle (mm)	Bleu	Vert	Rouge	Jaune	€
5 x 5 cryotubes 1,2 - 2 ml	76 x 76 x 52	139509	139510	139511	139512	NC -
9 x 9 cryotubes 1,2 - 2 ml	133 x 133 x 52	139513	139514	139515	139516	NC -
9 x 9 cryotubes 4 - 5 ml	133 x 133 x 95	139517	139518	139519	139520	NC -
10 x 10 cryotubes 1,2 - 2 ml	133 x 133 x 52	139505	139506	139507	139508	NC -