


Cryoboîtes en polycarbonate



- Grille numérotée
- Trous de drainage
- Coloris assortis
- Température d'utilisation : -196 °C à +121 °C
- Adaptées pour microtubes et cryotubes allant de 0,5 ml à 5 ml

NOUVEAU

Réf.	Capacité	Dimensions L x l x h (mm)	Unités/carton	€/carton
010201	81 tubes	133 x 133 x 52	4	NC -
010262	100 tubes	133 x 133 x 52	5	NC -
010263	25 tubes	75 x 75 x 52	5	NC -
010264	81 tubes	133 x 133 x 95	5	NC -

Boîtes de rangement pour cryotubes Nunc

Thermo SCIENTIFIC | **nunc**



Boîtes en polycarbonate, autoclavables, à couvercle coiffant.

- Complètes, avec croisillons amovibles
- Capacité : 100 cryotubes à pas de vis interne
- Supportent le stockage dans l'azote liquide
- Index alphanumérique sur étiquette amovible et remplaçable

	Boîte Cryostore Max	Boîte Megamax
	Boîtes de rangement	
Pour cryotubes	1 et 2 ml	3,6 ml
Capacité tubes	100	100
L x l (mm)	132 x 132	132 x 132
Hauteur (mm)	52	78
Réf.	055039	055040
€ les 4 boîtes	NC -	NC -

Boîtes de stockage CryoFreeze®



- En polycarbonate, coloris transparents
- Pour température allant jusqu'à - 196 °C
- Trous et événements de ventilation pour un meilleur drainage, sur le fond et sur le couvercle
- Index numérique sur la base de la boîte
- Couvercle transparent

Nbr. tubes (ml)	100 tubes de 1 à 2 ml	81 tubes de 5 ml	81 tubes de 1 à 2 ml	25 tubes de 1 à 2 ml
Rangées	10 x 10	9 x 9	9 x 9	5 x 5
Index	1 à 100	1 à 81	1 à 81	1 à 25
Pr. tube diam.	12	12	12	12
H. max. des tubes (mm)	49	90	49	49
Dim. (mm)	133 x 133 x 54	133 x 133 x 95	133 x 133 x 54	76 x 76 x 54
Bleu	840658	840652	840646	840640
Vert	840659	840653	840647	840641
Orange	840660	840654	840648	840642
Rouge	840661	840655	840649	840643
Jaune	840662	840656	840650	840644
Assortis*	840663	840657	840651	840645
€ les 5	NC -	NC -	NC -	NC -

* (1 x bleu, 1 x vert, 1 x orange, 1 x rouge, 1 x jaune).

Boîtes de stockage cryo en polycarbonate à couvercle à charnière



- Trous de drainage
- Empilables
- Pour stockage à -196 °C
- En polycarbonate, autoclavables
- Couvercle à charnières (sauf modèle 5 x 5 tubes)

Modèle A :
+ pour 25 cryotubes 1,2 à 2 ml ;
+ couvercle à emboîtement.

Modèle B :
+ avec plateau interne à trous ;
+ pour 9 x 9 cryotubes de 1,2 à 2 ml.

Modèle D :
+ pour 100 cryotubes à pas de vis.

Une pince de retrait est livrée avec les boîtes B, D.

Réf.	Désignation	Modèle	Coloris	Pour tubes de volume	Dimensions (mm)	Unités/carton	€/carton
037785	Portoir 5 x 5 avec couvercle	A	Rouge	1,2 à 2 ml	76 x 76 x 53	8	NC -
037786	Portoir 9 x 9 standard avec couvercle	B	Assortis	1,2 à 2 ml	133 x 133 x 53	4	NC -
037788	Portoir 10 x 10 standard avec couvercle	D	Bleu	1,2 à 2 ml	133 x 133 x 53	4	NC -