

## Boîtes pour congélation Safe Lock en polypropylène




139400 - 139413

En polypropylène

- Adaptées aux tubes SafeLock Eppendorf et aux autres tubes de diamètre 8,5 mm et de hauteur < 35 mm
- Couvercle transparent coiffant, avec repère alphanumérique
- L x l avec couvercle : 130 x 130 mm
- Hauteurs disponibles : 37 et 52 mm

L x l x h avec couvercle (mm)	130 x 130 x 37		130 x 130 x 52	
	Capacité tubes		Capacité tubes	
	100 (10x10)		64 (8x8)	
Type tubes	Tubes jusqu'à ø 8,5 mm		Tubes jusqu'à ø 11 mm	
Coloris	Réf. standard	Réf. Fluo	Réf. standard	Réf. Fluo
Naturel	140093	-	139400	-
Blanc	140098	-	139411	-
Jaune	140099	140064	139412	139405
Bleu	141400	140094	139407	139401
Vert	141401	140095	139408	139402
Rose	140096	-	-	139404
Orange	-	140097	-	139403
Rouge	141402	-	139409	-
Violet	141403	-	139410	-
Noir	141404	-	139406	-
€	NC -	NC -	NC -	NC -
Noir spécial	141405	-	139413	-
€	NC -	-	NC -	-


## Boîtes de congélation sans compartiment en polypropylène



- 2 hauteurs disponibles : 52 mm ou 37 mm

L x l x h avec couvercle (mm)	130 x 130 x 52		130 x 130 x 37	
	Réf. standard	Réf. Fluo	Réf. standard	Réf. Fluo
Naturel	141524	-	141547	-
Blanc	141530	-	141553	-
Jaune	141531	141525	141554	141548
Bleu	140065	141526	141555	141549
Vert	141532	141527	141556	141550
Rose	141528	-	141551	-
Orange	-	141529	-	141552
Rouge	141533	-	141557	-
Violet	141534	-	141558	-
Noir	141535	-	141559	-
€	NC -	NC -	NC -	NC -
Noir spécial	141536	-	141560	-
€	NC -	-	NC -	-

## Séparateurs pour boîtes 130 x 130 mm ou 133 x 133 mm



- En carton ou en polypropylène
- 6 hauteurs disponibles : 15 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 65 mm et 80 mm

Hauteur	15 mm		25 mm		30 mm			40 mm		65 mm		80 mm		
	Carton	€	Carton	€	Carton	€	PP	€	Carton	€	Carton	€	Carton	€
Pr 16 x 16 tubes ø jusqu'à 7,2 mm	141434	NC -	141448	NC -	141461	NC -	-	-	141471	NC -	141484	NC -	141497	NC -
Pr 15 x 15 tubes ø jusqu'à 7,7 mm	141435	NC -	141449	NC -	141462	NC -	-	-	141472	NC -	141485	NC -	141498	NC -
Pr 14 x 14 tubes ø jusqu'à 8,3 mm	141436	NC -	141450	NC -	039884	NC -	-	-	141473	NC -	141486	NC -	141499	NC -
Pr 13 x 13 tubes ø jusqu'à 9 mm	141437	NC -	141451	NC -	039885	NC -	-	-	141474	NC -	141487	NC -	141500	NC -
Pr 12 x 12 tubes ø jusqu'à 9,8 mm	141438	NC -	141452	NC -	039886	NC -	-	-	141475	NC -	141488	NC -	141501	NC -
Pr 11 x 11 tubes ø jusqu'à 10,8 mm	141439	NC -	141453	NC -	141463	NC -	-	-	141476	NC -	141489	NC -	141502	NC -
Pr 10 x 10 tubes ø jusqu'à 12 mm	141440	NC -	141454	NC -	039887	NC -	141464	NC -	141477	NC -	141490	NC -	141503	NC -
Pr 9 x 9 tubes ø jusqu'à 13,6 mm	141441	NC -	880032	NC -	880029	NC -	141465	NC -	039573	NC -	039574	NC -	141504	NC -
Pr 8 x 8 tubes ø jusqu'à 15 mm	141442	NC -	141455	NC -	039888	NC -	141466	NC -	141478	NC -	141491	NC -	141505	NC -
Pr 7 x 7 tubes ø jusqu'à 17,3 mm	141443	NC -	141456	NC -	039889	NC -	141467	NC -	141479	NC -	141492	NC -	141506	NC -
Pr 6 x 6 tubes ø jusqu'à 20,3 mm	141444	NC -	141457	NC -	039890	NC -	-	-	141480	NC -	141493	NC -	141507	NC -
Pr 5 x 5 tubes ø jusqu'à 24,5 mm	141445	NC -	141458	NC -	039891	NC -	141468	NC -	141481	NC -	141494	NC -	141508	NC -
Pr 4 x 4 tubes ø jusqu'à 30,8 mm	141446	NC -	141459	NC -	039892	NC -	141469	NC -	141482	NC -	141495	NC -	141509	NC -
Pr 3 x 3 tubes ø jusqu'à 41,2 mm	141447	NC -	141460	NC -	141470	NC -	-	-	141483	NC -	141496	NC -	141510	NC -