

## CoolRack

- En alliage d'aluminium à haute conductivité thermique
- Assure un maintien de température uniforme au niveau de tous les échantillons
- Sans contact direct avec la glace : garantit une absence de contamination
- S'utilisent dans un bac à glace, sur glace carbonique, en azote liquide, en incubateur ou en four, avec les CoolBox
- Température désirée atteinte rapidement
- Nettoyables avec tout type de désinfectant et détergent y compris les RNase away
- Utilisables de -196 °C à +100 °C
- Autoclavables



CRYOGÉNIE

### Compatibilité avec CoolBox

| Modèle        | Compatibilité                            | Puits  | Forme du puit | Dim. l x p x h (mm)      | CoolBox            |               |             | Gris   | Vert      | Orange | €    |
|---------------|--|--|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------|-----------|--------|------|
|               |  |  |               |                          | XT Starter         | XT            | 2XT         |        |           |        |      |
| M6            | Microtubes 1,5 ou 2 ml (Ø 11,5 mm)       | 6 (3 x 2)  | Cylindrique   | 60 x 43 x 38             | 1                  | Jusqu'à 3     | Jusqu'à 8   | 830054 | 830055    | 830056 | NC - |
| M15           |  | 15 (3 x 5)   |               | 102 x 64 x 38            | 1                  | 1             | Jusqu'à 4   | 830037 | 830038    | 830039 | NC - |
| XT M24*       |  | 24 (6 x 4)   |               | 128 x 85 x 38            | 1                  | 1             | Jusqu'à 2   | 830150 | -         | -      | NC - |
| M30           |  | 30 (5 x 6)   |               | 120 x 102 x 38           | 1                  | -             | Jusqu'à 2   | 830132 | 830031    | 830032 | NC - |
| M90           |  | 90 (6 x 15)  |               | 268 x 112 x 38           | -                  | -             | -           | 830026 | -         | -      | NC - |
| M96 ID        | 96 (8 x 12)                              | 254 x 152 x 38   | -             | -                        | -                  | 830033        | -           | -      | NC -      |        |      |
| M15-PF        | Microtubes 1,5 ml (Ø 11,5 mm)            | 15 (3 x 5)   | Conique       | 102 x 64 x 38            | 1                  | 1             | Jusqu'à 4   | 830041 | -         | -      | NC - |
| M30-PF        |  | 30 (5 x 6)   |               | 120 x 102 x 38           | 1                  | -             | Jusqu'à 2   | 830042 | -         | -      | NC - |
| 500 µl M30-PF | Microtubes 0,5 ml (Ø 11,5 mm)            | 30 (5 x 6)   | Conique       | 120 x 102 x 38           | 1                  | -             | Jusqu'à 2   | 830044 | -         | -      | NC - |
| XT 5 ml*      | Microtubes 5 ml (Ø 16,5 mm)              | 12 (3 x 4)   | Conique       | 127 x 86 x 50            | 1                  | 1             | Jusqu'à 2   | 830261 | -         | -      | NC - |
| CF15          | Cryotubes ou tubes pour FACS (Ø 12,7 mm) | 15 (3 x 5)   | Cylindrique   | 102 x 64 x 38            | 1                  | 1             | Jusqu'à 4   | 830040 | -         | -      | NC - |
| XT CFT24*     |  | 24 (4 x 6)   |               | 128 x 85 x 38            | 1                  | 1             | Jusqu'à 2   | 830135 | -         | -      | NC - |
| CFT30         |  | 30 (5 x 6)   |               | 120 x 102 x 38           | 1                  | -             | 1           | 830045 | -         | -      | NC - |
| CF45          |  | 45 (5 x 9)   |               | 173 x 97 x 38            | -                  | -             | 1           | 830028 | -         | -      | NC - |
| XT M-PCR*     |  | 6 barrettes 0,2 ml et 12 microtubes 1,5 ml ou 2 ml (Ø 11 mm) |               | 12 (3 x 4)<br>48 (8 x 6) | Cylindrique effilé | 127 x 86 x 25 | 1           | 1      | Jusqu'à 2 | 830151 | -    |
| XT PCR96*     | Plaqué PCR 96 puits                      | 96 (8 x 12)  | Effilé        | 127 x 86 x 25,4          | 1                  | 1             | Jusqu'à 2   | 830143 | -         | -      | NC - |
| XT PCR384*    | Plaqué PCR 384 puits                     | 384 (16 x 24)  | Effilé        | 127 x 86 x 19            | 1                  | 1             | Jusqu'à 2   | 830149 | -         | -      | NC - |
| 96 x 0,5 ml   | Tubes de stockage 2D 0,5 ml (Ø 8,4 mm)   | 96 (8 x 12)  | Cylindrique   | 131 x 89 x 36            | 1                  | 1             | Jusqu'à 2   | 830058 | -         | -      | NC - |
| 96 x 1 ml     | Tubes de stockage 2D 1,4 ml (Ø 11,1 mm)  | 96 (8 x 12)  | Cylindrique   | 132 x 89 x 43            | 1                  | 1             | Jusqu'à 2   | 830048 | -         | -      | NC - |
| SV2           | Fiole à Serum 2ml (Ø 16 mm)              | 12 (3 x 4)   | Cylindrique   | 127 x 86 x 38            | 1                  | 1             | Jusqu'à 2   | 830262 | -         | -      | NC - |
| SV10          | Fiole à Serum 10 ml (Ø 23,6 mm)          | 12 (3 x 4)   | Cylindrique   | 127 x 86 x 38            | 1                  | 1             | Jusqu'à 2   | 830252 | -         | -      | NC - |
| L             | Tubes à centrifuger 15 ml (Ø 17,5 mm)    | 12 (3 x 4)   | Cylindrique   | 137 x 95 x 118           | 1                  | 1**           | Jusqu'à 2** | 830140 | -         | -      | NC - |
| 15 ml         | Tubes à centrifuger 15 ml (Ø 17,1 mm)    | 9 (3 x 3)  | Cylindrique   | 89 x 89 x 107            | 1                  | 1**           | Jusqu'à 2** | 830049 | -         | -      | NC - |
| 50 ml         | Tubes à centrifuger 50 ml (Ø 29,5 mm)    | 4 (2 x 2)  | Cylindrique   | 89 x 89 x 107            | 1                  | 1**           | Jusqu'à 2** | 830050 | -         | -      | NC - |
| LV            | Tubes sang Ø 16,6 mm                     | 12 (3x4)   | Cylindrique   | 137 x 95 x 96            | 1                  | 1**           | Jusqu'à 2** | 830141 | -         | -      | NC - |
| VS13          | Tubes sang Ø 13 mm haut 75 mm            | 9 (3 x 3)  | Cylindrique   | 89 x 89 x 61             | 1                  | 1**           | Jusqu'à 2** | 830053 | -         | -      | NC - |
| V13           | Tubes sang Ø 13 mm haut 100 mm           | 9 (3 x 3)  | Cylindrique   | 89 x 89 x 84             | 1                  | 1**           | Jusqu'à 2** | 830051 | -         | -      | NC - |
| V16           | Tubes sang Ø 16 mm 100 mm                | 9 (3 x 3)  | Cylindrique   | 89 x 89 x 84             | 1                  | 1**           | Jusqu'à 2** | 830052 | -         | -      | NC - |
| 250ml-PF      | Bouteille 250ml easy grip                | 9 (3 x 3)  | Conique       | 89 x 89 x 140            | 1                  | 1**           | Jusqu'à 2** | 830279 | -         | -      | NC - |
| -             | Tubes à centrifuger 250ml                | 9 (3 x 3)  | Cylindrique   | 89 x 89 x 72             | 1                  | 1**           | Jusqu'à 2** | 840469 | -         | -      | NC - |

\* Format SBS \*\*Requière un col de rehausse pour fermeture du couvercle - Avec système de blocage des tubes - Avec base thermoconductive et isolation externe

## CoolSink

- Plaque thermoconductive pour une répartition uniforme de la température
- Compatible avec glace, glace carbonique, azote liquide, bain-marie
- Utilisable de -196 °C à +100 °C
- Les modèles XT96F et XT 96U sont compatibles avec les CoolBox XT

| Réf.   | Modèles | Pour   | Dim. l x p x h (mm) | €    |
|--------|---------|--|---------------------|------|
| 830152 | XT 96F  | Plaqué 6,12,24,49,96, ou 384 puits fond plat | 128 x 85 x 17       | NC - |
| 830153 | XT 96U  | Plaqué 96 puits fond rond                    | 128 x 85 x 17       | NC - |
| 830160 | LX55    | Réservoir à réactif 55 ml                    | 146 x 64 x 35       | NC - |

