

Glacières 25 et 32 litres



Petite glacière 4,7 litres



Volume (l)	25	32
Dimensions extérieures l x p x h (mm)	420 x 250 x 350	440 x 270 x 380
Dimensions intérieures l x p x h (mm)	360 x 200 x 260	400 x 220 x 280
Réf.	940892	940893
€	NC -	NC -

■ Isolation en mousse polyuréthane

Réf.	Désignation	Dimensions h x l x p (cm)	€
071149B	Glacière 4,7 litres	18 x 26 x 20	NC -

Glacières Ice Box Pro

- En HDPE
- Isolation en polyuréthane expansé
- 2 poignées rabattables sur les côtés
- Température de -20 °C à +40 °C
- Bouchon de vidange



Réf.	Volume (l)	Dim. ext. L x l x H (mm)	Dim. int. en haut L x l x H (mm)	Dim. int. en bas L x l x H (mm)	Poids (kg)	Séparateur	Roues	€
320901	35	555 x 333 x 415	480 x 270 x 305	440 x 240 x 305	5,2	Non	Non	NC -
320902	50	650 x 400 x 430	565 x 325 x 320	525 x 295 x 320	6,4	Non	Non	NC -
320903	60	470 x 395 x 415	645 x 325 x 335	605 x 305 x 335	7,4	Non	Non	NC -
320904	110	860 x 470 x 500	780 x 390 x 395	740 x 360 x 395	11,6	Non	Non	NC -
320905	65	750 x 470 x 470	650 x 340 x 330	610 x 320 x 330	9,5	Oui (1 amovible)	Oui	NC -
320906	80	830 x 470 x 520	730 x 340 x 380	690 x 320 x 380	12,5	Oui (1 amovible)	Oui	NC -

Boîtes de transport

Pour le transport ou pour la conservation d'échantillons dans de la glace.

- En polystyrène expansé
- Matériel qualité alimentaire
- Exemptes de CFC
- Entièrement recyclables

Réf.	Dimensions ext. (mm)	Dimensions int. (mm)	Épaisseur paroi	Volume utile	Unités/carton	€/carton
014244B	ø x h = 120 x 200	ø x h = 90 x 170	15 mm	0,3 l	500	NC -
014245A	150 x 150 x 140	120 x 120 x 110	15 mm	1,5 l	96	NC -
014243	180 x 180 x 150	150 x 150 x 120	15 mm	2,7 l	96	NC -

