

Bouteilles en polyéthylène basse densité, col étroit

Flacons à col étroit gris foncé



- En polyéthylène
- Complètement opaques
- Idéaux pour matières photosensibles, soit liquides soit solides
- Livrés avec obturateurs pour assurer une étanchéité parfaite
- Epaulement perforé pour plombage et pose d'étiquettes

Réf.	Volume (ml)	Diamètre	Hauteur (mm)	ø col (mm)	Unités/carton	€/carton
391256	50	39	76,5	18,5	100	NC -
391257	125	46	115	18,5	100	NC -
391258	250	60	137	23	50	NC -
391259	500	74	165	23	25	NC -
391260	1000	93	213	34,5	20	NC -
391261	2000	116	273	34,5	20	NC -

Flacons carrés col étroit en polyéthylène avec bouchon rouge Corning® Gosselin™

CORNING



Non stériles.

Réf.	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Unités/carton	€/carton
030435	100	39 x 39 x 103	300	NC -
030437	250	55 x 55 x 128	208	NC -
030438	500	70 x 70 x 149	100	NC -
030439	1000	89 x 89 x 184	60	NC -

Bouteilles en TPX, col large

Bouteilles rondes col large Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE



- Bouteilles rondes en PMP
- Bouchon en polypropylène
- Col large
- Etanches
- Autoclavables

Capacité (ml)	250	500	1000
Taille bouchon (mm)	43	53	63
Unités/sachet	12	12	6
Unités/carton	72	48	24
Réf.	028118	028152	028153
Unités/carton	24	16	16
€/carton	NC -	NC -	NC -