

Bouteilles en polycarbonate, col étroit

Grandes bouteilles rondes col étroit en polycarbonate Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- Polycarbonate transparent
- Bouchon en polypropylène
- Modèles de 4 et 8 l : attache sur l'épaule pour l'intégration d'une étiquette de marquage
- Autoclavables

Réf.	Capacité	Matériau	Bouchon	Unités/sachet	Unités/carton	€/sachet
029416	500 ml	PC	38-430	4	24	NC -
029418	1 litre	PC	38-430	4	24	NC -
029419	2 litres	PC	38-430	1	1	NC -
029420	2,5 litres	PC	38-430	1	1	NC -
029536	4 litres	PC	38-430	1	1	NC -
029417	8 litres	PC	53B	1	1	NC -



Bouteilles carrées col étroit Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- Bouteilles carrées en PC
- Bouchon en PP
- Etanches
- Transparentes
- Autoclavables

Capacité (ml)	30	60	125	250	500	1000	2000
h x côté (mm)	63 x 38	83 x 41	110 x 54	116 x 61	146 x 74	181 x 95	271 x 116
Taille bouchon (mm)	20	24	38-430	38-430	38-430	38-430	53B
Réf.	028694	028695	028696	028697	028121	028699	028013
Unités/sachet	12	12	6	6	4	4	1
€/sachet	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Bouteilles en polycarbonate

- En polycarbonate
- Optiquement transparentes
- Résistantes à la casse
- Autoclavables (ainsi que le bouchon fourni)

Réf.	Volume (ml)	Forme	Filetage	Unités/carton	€/carton
360506	30	Octogonale	20/415	24	NC -
360505	60	Octogonale	24/415	24	NC -
360504	125	Octogonale	38/430	24	NC -
360503	250	Octogonale	38/430	24	NC -
360502	500	Octogonale	38/430	12	NC -
360501	1000	Octogonale	38/430	12	NC -
360500	2000	Octogonale	53B	6	NC -
360509	300	Ronde	38/430	24	NC -
360508	500	Ronde	38/430	12	NC -
360507	1000	Ronde	38/430	12	NC -



Bouteilles Biotainer en polycarbonate Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- En polycarbonate bleuté
- Graduées
- Stériles
- Convient pour des températures de stockage allant de -85 °C jusqu'à près de +100 °C
- Avec bouchon



Réf.	Volume bouteille	ø (mm) bouchon	ø (mm) col	L x l x h bouteille (mm)	Unités/carton	€/carton
088002	125 ml	38	26	52 x 52 x 102	50	NC -
088007	1 l	38	37	98 x 98 x 194	35	NC -
088010	2 l	48	37	116 x 116 x 262	20	NC -
030093*	5 l	48	38	166 x 166 x 290	5	NC -
088012	5 l	48	38	166 x 166 x 290	5	NC -

