

## Bonbonnes en polyéthylène haute densité, sans robinet

### Bonbonnes large ouverture à poignée Nalgene™

Thermo  
SCIENTIFIC NALGENE

- En HDPE, coloris naturel
- Bouchon en polypropylène diamètre 100 mm
- Graduées



Réf.	Capacité (l)	Ø int. (mm) col	Ø ext. (mm) bouteille	Hauteur (mm) avec / sans bouchon	€
029448	10	88	250	343 / 338	NC -
029449	15	88	269	389 / 379	NC -
028677	20	88	287	493 / 480	NC -

### Bonbonnes en hexagonales, rondes ou carrées Azlon®

DWK  
LIFE SCIENCES

- En HDPE, non autoclavables
- Hexagonales, rondes ou carrées (gain de place)
- Poignée de transport
- Col étroit
- Bonne résistance aux produits chimiques



Vol. (l)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Col (mm)	Poignée	Réf.	€
<b>Forme hexagonale</b>						
5	160	340	49	1	090080	NC -
10	220	370	49	1	090081	NC -
<b>Forme ronde</b>						
25	280	600	64	2	090082	NC -
50	340	720	64	2	090083	NC -
<b>Forme carrée</b>						
20	262	465	50	2	090066	NC -
30	305	525	65	2	090079	NC -

## Bidons à col large et étroit

En HDPE, parois épaisses (2 mm), très solides.

### Bidons à col étroit

- Peuvent être utilisés à température inférieure à 0 °C
- Filetage profond de 12 mm pour assurer une étanchéité parfaite

Vol. (l)	Ø x h (mm)	Ø col (mm)	Nombre poignée	Réf.	€
5	170 x 345	62,5	1	391326A	NC -
10	210 x 425	62,5	1	391327A	NC -
25	280 x 565	95,5	2	391328A	NC -
50	350 x 700	95,5	2	391329A	NC -

### Bidons à col large

- En HDPE, parois épaisses (2 mm), très solides
- Pour liquide ou poudre
- Col large pour faciliter le remplissage et la vidange
- Livrés avec obturateurs pour une meilleure étanchéité
- Avec 1 ou 2 poignées solides pour le transport



Réf.	Volume (l)	Ø x h (mm)	Diamètre col (mm)	€
391231A	5	170 x 340	94	NC -
391325A	10	210 x 415	108	NC -



## Bonbonnes rectangulaires

- Bouchon en polypropylène
- Graduation
- Anse large pour une meilleure prise
- En PP autoclavable à +121 °C

Réf.	Dimensions l x p x h (mm)	Volume (l)	Couleur	Ø bouchon (mm)	€
311100	128 x 170 x 304	2,5	Ambré	83	NC -
311101	128 x 170 x 304		Blanc	83	NC -
311104	131 x 220 x 417	5	Ambré	83	NC -
311107	131 x 220 x 417		Blanc	83	NC -
311112	162 x 273 x 495	10	Ambré	83	NC -
311114	162 x 273 x 495		Blanc	83	NC -
311120	205 x 345 x 640	20	Ambré	120	NC -
311122	205 x 345 x 640		Blanc	120	NC -
311124	205 x 345 x 614			83	NC -
311134	250 x 433,2 x 771	40	Ambré	120	NC -
311136	250 x 433,2 x 771		Blanc	120	NC -
311141	365 x 475 x 762		Blanc	120	NC -

