

PISETTES sérigraphiées - LES BASIQUES - En polyéthylène basse densité, col large

Pissettes col large en LDPE sérigraphiées Azlon®



Sérigraphie multilingues aux noms des solvants couramment utilisés.

- Symboles internationaux d'identification des produits
- Bouchon et bec moulés d'une seule pièce : étanchéité parfaite
- Code de recyclage et volume moulés sur la base

Libellé	Acétone	Ethanol	Isopropanol	Méthanol	Eau	Eau distillée	Eau déionisée	IMS	€ les 5
Vol. (ml)	Rouge	Vert	Bleu	Orange	Blanc	Blanc	Blanc	Jaune	
250	001357	001360	001359	001358	001356	001366	001368	232784	NC -
500	001362	001365	001364	001363	001361	001367	001369	232786	NC -

Pissettes à col large imprimées



- LDPE teinte naturelle
- Rondes
- Avec symbole de danger
- Impressions des substances contenues en allemand, anglais et français
- Se vident entièrement même retournées grâce au tube d'expansion réglable en hauteur

Vol. (ml)	Ø col (mm)	Acétone	Ethanol	Isopropanol	Méthanol	Eau distillée	€
		Cap. rouge	Cap. vert	Cap. jaune	Cap. orange	Cap. bleu	
250	40	063441	063437	063438	063439	063440	NC -
500	50	063446	063442	-	063444	-	NC -

Pissettes de sécurité VITsafe LDPE



- Imprimées selon la norme EC 1272/2008
- Marquage des pictogrammes de signalisation de danger selon la norme GHS (Globally Harmonized System)
- Nouvelle norme obligatoire à compter du 1er décembre 2010 pour les substances et à compter du 1er juillet 2015 pour les mélanges
- Remplacement des carrés sur fond orange par des losanges rouge sur fond blanc
- Col large : filetage GL 45 pour (250 et 500 ml) et GL 63 (1000 ml)
- Volume 250 ml, 500 ml ou 1 l

Impression	Matière	250 ml		500 ml		1000 ml	
		Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
Méthanol	LDPE	069215	NC -	069216	NC -	069223	23,60 -
Acétate d'éthyle	LDPE	069204	NC -	069205	NC -	069219	23,60 -
Acétonitrile	LDPE	-	-	069206	NC -	-	-
Acide acétique	LDPE	-	-	069207	NC -	-	-
Eau Distillée	LDPE	069209	NC -	069210	NC -	069220	23,70 -
Ethanol	LDPE	069211	NC -	069212	NC -	069221	
Isopropanol	LDPE	069213	NC -	069214	NC -	069222	23,60 -
Dichlorométhane	LDPE	-	-	068992	NC -	-	-
NN diméthylformamide	LDPE	-	-	068994	NC -	-	-
Xylène	LDPE	-	-	068995	NC -	-	-
AN-heptane	LDPE	-	-	069228	NC -	-	-
N-héxane	LDPE	-	-	069229	NC -	-	-
Tétrahydrofurane	LDPE	-	-	069230	NC -	-	-
Toluène	LDPE	-	-	069231	NC -	-	-

