

Flacons compte-gouttes, en polyéthylène basse densité

Flacons compte-gouttes 4 à 15 ml Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



- En polyéthylène naturel ou blanc
- Avec bouchon blanc ou de 5 coloris assortis : blanc, vert, rouge, jaune, bleu
- Les flacons en polyéthylène blanc sont conçus pour les échantillons photosensibles

Vol. (ml)	Facon LDPE Bouchon blanc LDPE Pointe LDPE		Facon blanc LDPE Bouchon blanc LDPE Pointe LDPE		Facon LDPE Bouchons assortis PP Pointe LDPE		Facon blanc LDPE Bouchons assortis PP Pointe LDPE	
	Réf.	€ les 25	Réf.	€ les 25	Réf.	€ les 25	Réf.	€ les 25
4	029470	NC -	029286	NC -	029474	NC -	-	-
8	029469	NC -	029471	NC -	029472	NC -	-	-
15	029372	NC -	029287	NC -	029473	NC -	029476	NC -

Flacons compte-gouttes Wheaton®

DWK LIFE SCIENCES



048100 à 048106

Flacons seuls capuchons seuls

048108 à 048115

- En LDPE
- Pointe compte-gouttes et bouchon en polypropylène
- Délivrent une goutte à la fois
- Volume de la goutte : 41 µl +/- 5 µl
- Flacons de coloris naturel ou blanc
- Le coloris blanc protège les échantillons sensibles aux UV

+ de produit
Dutscher.com

Complets avec compte-gouttes et bouchons

Flacons seuls

Unités/sachet	Unités/carton	Vol. (ml)	ø x h (mm)	Bouchon	Flacons complets Coloris naturel		Flacons complets Coloris blanc	
					Réf.	€/carton	Réf.	€/carton
12	144	3	14 x 49	8-425	048109	NC -	048101	NC -
12	144	6	17 x 58	13-425	048110	NC -	048102	NC -
12	144	7	19 x 63	15-415	048111	NC -	048103	NC -
12	144	15	25 x 78	15-415	048112	NC -	048104	NC -
12	144	30	32 x 85	20-410	048113	NC -	048105	NC -
12	144	60	39 x 101	20-410	048114	NC -	048106	NC -

Vol. (ml)	Bouchon	Réf.	Flacons seuls Coloris naturel		Flacons seuls Coloris blanc		Flacons seuls Coloris naturel			
			Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton
3	8-425	048117	100	NC -	048126	100	NC -	048135	1000	NC -
6	13-425	048118	100	NC -	048127	100	NC -	048136	1000	NC -
7	15-415	048119	100	NC -	048128	100	NC -	048137	1000	NC -
10	15-415	048120	100	NC -	048129	100	NC -	048138	1000	NC -
15	15-415	048121	100	NC -	048130	100	NC -	048139	1000	NC -
30	20-410	048122	100	NC -	048131	100	NC -	048140	1000	NC -
60	20-410	048123	100	NC -	048132	100	NC -	-	-	-

Flacons compte-gouttes Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



- En polyéthylène naturel avec bouchon et capuchon en polypropylène

Réf.	Volume (ml)	Bouchon	Unités/sachet	Unités/carton	€/sachet
029477	15	20	12	72	NC -
029478	30	20	12	72	NC -
029479	60	20	12	48	NC -
029480	125	24	12	48	NC -
029481	250	24	6	36	NC -