

Pots de prélèvement avec bouchon à vis, sans étiquette, en polypropylène

Pots à vis en polypropylène ClearLine®

ClearLine

- Pots en polypropylène naturel, usage unique
- Capuchons vissants en HDPE, blanc ou rouge
- Disponibles aseptiques (bouchon blanc) ou stériles irradiés par E-beam à 10 kGy (bouchon rouge)
- Traçabilité : étiquettes avec réf., code-barres et n° de lot
- Température d'utilisation : -40 °C à +85 °C
- Convient au contact alimentaire (CE n°1935/2004)

Volume nominal (ml)	Volume utile max. (ml)	Ø x h (mm)	Matériau	Poids (g) avec/sans bouchon	Unités/carton	Bouchon		
						blanc aseptique	rouge, irradié stérile	
160	150	57 x 68	PP	25 / 16	360	Réf.	076052	076053
						€/carton	NC -	NC -
220	205	57 x 94	PP	30 / 21	300	Réf.	030306B	030307B
						€/carton	NC -	NC -



Flacons stériles à emballage unitaire

Flacons à prélèvement.

- Bouchon rouge
- En polypropylène
- Stériles
- Emballés individuellement



Réf.	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
391411	30	35 x 38	1	400	NC -
391413	60	35 x 70	1	400	NC -
391415	60	35 x 65	1	400	NC -
391418	150	62 x 73	1	250	NC -

Flacons à vis en polypropylène 150 ml



- En polypropylène, haute transparence
- Etanchéité parfaite
- Volume : 150 ml, Ø x h : 57 x 73 mm
- Gradués par incréments de 20 ml jusqu'à 100 ml

Réf.	Bouchon	Stérile	Unités/carton	€/carton
349017B	Bouchon vissé	Non	450	NC -
349018	Bouchon séparé	Non	620	NC -
349019B	Bouchon vissé	Oui (emb. unitaire)	350	NC -

Pots de prélèvement pour urine



- En polypropylène transparent
- Disponible en version non stérile ou stérile en emballage individuel
- Bouchon vissant
- Volumes : 30, 60 ml et 120 ml
- Zone dépolie pour marquage

Réf.	Volume (ml)	Coloris bouchon	Stérile	Unités/carton	€/carton
390977*	30	Rouge	Non	700	NC -
390976*	30	Rouge	Oui, emb. indiv.	500	NC -
861083	60	Blanc	Non	600	NC -
861084	60	Rouge	Oui, emb. indiv.	500	NC -
861085	120	Blanc	Non	300	NC -
861086	120	Rouge	Oui, emb. indiv.	250	NC -

* Fond conique.



Pots de prélèvement 125 ml

Volume (ml)	125	
Matériau	Polypropylène	
Fond	Plat	
Bouchon	Oui, monté (sauf réf. 483051 non monté)	
Stérile	Non	Oui
Surface d'inscription	Oui	
Réf.	483051	483053
Unité d'emb.	500	200
Unités/carton	500	200
€/carton	NC -	NC -
Réf.	483052	483054
Unité d'emb.	200	1
Unités/carton	200	200
€/carton	NC -	NC -

