


Bacs en polypropylène

Bacs de transport

- En polypropylène
- Conformes aux normes européennes
- Grande stabilité et facilement gerbable
- Contact alimentaire
- Parois pleines et lisses, nettoyage facile
- Température d'utilisation : -20°C - +50°C

Réf.	Dimensions L x l x H (mm)	€
540164	400 x 300 x 120	NC -
540165	400 x 300 x 220	NC -
540166	400 x 300 x 320	NC -
540167	600 x 400 x 75	NC -
540168	600 x 400 x 120	NC -
540169	600 x 400 x 170	NC -
540170	600 x 400 x 220	NC -
540171	600 x 400 x 270	NC -
540172	600 x 400 x 320	NC -
540173	800 x 600 x 220	NC -
540174	800 x 600 x 420	NC -



Accessoires

Réf.	Désignation	€
540175	Couvercle pour bac 400 x 300 mm	NC -
540176	Couvercle pour bac 600 x 400 mm	NC -
540177	Couvercle pour bac 800 x 600 mm	NC -
040163	Chariot pour bac 600 x 400 mm	NC -

Cuves en polypropylène Azlon®

Cuves en polypropylène blanc rectangulaires.

- Convient à la stérilisation des instruments
- Robustes et profondes
- Autoclavables
- Peuvent se fermer à l'aide d'un couvercle en polystyrène non autoclavable (à commander séparément)

Cuve seule (sans couvercle)

Réf.	Volume (l)	Dimensions L x l x h (mm)	€
001208	10	390 x 290 x 110	NC -

Couvercles

Réf.	Désignation	€
001210	Couvercle pour cuve 10 litres	NC -



Bacs avec couvercle Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- A parois épaisses : 4,6 mm
- Bonne résistance à la plupart des solvants organiques
- Autoclavables



Réf.	Capacité (l)	Matériau	L x l x h (cm)	€
028994	8	PP	20 x 20 x 20	NC -
028995	23	PP	36 x 25 x 25	NC -
028996	27	PP	31 x 31 x 31	NC -

Boîtes de rangement PROBOX

- En polypropylène recyclable, robustes
- Transparentes pour une visibilité du contenu
- Compatibles contact alimentaire
- Empilables avec couvercle pour un blocage parfait des bacs
- Préhension facile grâce aux deux poignées ergonomiques
- Encastrables sans couvercle
- Clips de fermeture pour un maintien ferme du couvercle et une sécurité totale pendant le transport
- Fond et coins renforcés pour une grande longévité d'utilisation
- Température d'utilisation : -40 °C à +120 °C

Réf.	Volume (l)	Dimensions ext. L x l x h (mm)	Unités/carton	€/carton
540115	3	290 x 195 x 98	5	NC -
540116	6	290 x 195 x 185	5	NC -
540117	8	390 x 290 x 108	5	NC -
540118	14	390 x 290 x 185	5	NC -
540119	21	510 x 390 x 169	5	NC -
540120	32	510 x 390 x 258	5	NC -
540121	53	510 x 390 x 435	5	NC -

