# Bacs en polypropylène

## Bacs de transport en PP avec couvercle



- Bacs de transport gerbables, empilables et pliables (gain de place à vide de 75 %)
- Protection optimale contre la poussière
- Poignées préformées ergonomiques
- En polypropylène épais, résistant aux chocs, agréé contact alimentaire
- Possibilité de plombage en option

| Réf.    | Volume<br>(I) | Dimensions extérieures<br>L x I x H (mm) |     |     | €    |
|---------|---------------|--|-----|-----|------|
| 540122B | -             | 400                                      | 300 | 222 | NC - |
| 540123B | -             | 400                                      | 300 | 264 | NC - |
| 540158  | -             | 400                                      | 300 | 356 | NC - |
| 540124B | 28            | 400                                      | 306 | 320 | NC - |
| 540126  | 44            | 600                                      | 400 | 250 | NC - |
| 540127  | 60            | 600                                      | 400 | 320 | NC - |
| 540128  | 68            | 600                                      | 400 | 365 | NC - |
| 540129  | 78            | 600                                      | 400 | 416 | NC - |

### **Boîtes de rangements BASICBOX**



- En polypropylène recyclable
- Résistantes aux chocs
- Légères, transparentes / translucides pour un répérage facile du contenu
- Préhension facile grâce aux deux poignées ergonomiques
- Compatibles contact alimentaire
- Deux clips situés de chaque côté
- Empilables de façon stable et sûre
- Coins arrondis et renforçés assurent sécurité et confort d'utilisation
- Température d'utilisation : -40 °C à +120 °C

| Réf.   | Volume<br>(I) | Dimensions ext.<br>L x I x h (mm) | Unités/<br>carton | €/<br>carton |
|--------|---------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| 540085 | 1,7           | 205 x 170 x 75                    | 5                 | NC -         |
| 540086 | 2,3           | 205 x 170 x 100                   | 5                 | NC -         |
| 540087 | 3,5           | 205 x 170 x 145                   | 5                 | NC -         |
| 540088 | 9             | 328 x 250 x 190                   | 5                 | NC -         |
| 540089 | 15            | 380 x 285 x 213                   | 5                 | NC -         |
| 540090 | 20            | 425 x 330 x 213                   | 5                 | NC -         |
| 540091 | 30            | 595 x 395 x 170                   | 5                 | NC -         |
| 540092 | 52            | 595 x 395 x 310                   | 5                 | NC -         |
| 540093 | 134           | 780 x 570 x 400                   | 5                 | NC -         |

# Bacs en polyéthylène haute densité


### **Bacs profonds**



- Rectangulaires avec peu de zones de rétention pour un nettoyage facilité
- **■** Emboîtables
- Agréés contact alimentaire

| Réf.   | Dimensions<br>L x I x p (mm) | Volume<br>(I) | Poids<br>(kg) | €    |
|--------|------------------------------|---------------|---------------|------|
| 001196 | 555 x 430 x 380              | 55            | 2,85          | NC - |

#### **Bacs plats**



- En polyéthylène haute densité blanc
- Usage : décoloration de gel, trempage, rangement, etc.
- Emboîtables

| Réf.   | Volume<br>(I) | LxIxh<br>(mm)  | €    | Réf.<br>couvercle | €    |
|--------|---------------|----------------|------|-------------------|------|
| 001044 | 2             | 300 x 205 x 65 | NC - | -                 | -    |
| 001045 | 3             | 350 x 235 x 73 | NC - | 211968            | NC - |
| 001046 | 5             | 435 x 285 x 80 | NC - | 211969            | NC - |
| 001047 | 8             | 490 x 335 x 80 | NC - | 211967            | NC - |
| 001048 | 10            | 540 x 385 x 80 | NC - | -                 | -    |