

Béchers en polypropylène, avec poignée

Carafes grand volume



088702

- En polypropylène
- Graduation moulée
- Poignée

Réf.	Volume (l)	ø haut x ø bas x hauteur (mm)	€
088701	5	215 x 152 x 270	NC -
088702	10	269 x 223 x 320	NC -

Béchers avec poignée



- En polypropylène
- Poignée facile à attraper
- Marquage facile à lire
- Bec verseur anti-gouttes
- Autoclavables

Capacité (ml)	Hauteur (mm)	Unités/carton	Réf.	€/carton
100	73	6	224018	NC -
250	94	6	224019	NC -
500	128	6	224020	NC -
1000	150	4	224021	NC -
2000	192	4	224022	NC -
5000	263	2	224023	NC -
10000	330	1	224024	NC -

Béchers en polyéthylène haute densité, avec poignée

Béchers à poignée Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



- Graduations moulées en onces et en millilitres
- Large poignée facile à attraper

Capacité	Unités/sachet	Réf.	€/sachet
1 litre	1	028887	NC -
3 litres	1	028888	NC -

Béchers en TPX, sans poignée

Béchers Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



- En polypropylène translucide ou en polyméthylpentène transparent
- Autoclavables
- Graduations imprimées en bleu

Capacité (ml)	Unités/sachet	Réf.	€/sachet
50	12	028878	NC -
100	12	028879	NC -
150	12	028880	NC -
250	6	028881	NC -
400	6	028882	NC -
600	4	028883	NC -
1000	3	028884	NC -
2000	1	028885	NC -
4000	1	028886	NC -

Béchers gradués forme basse en PMP (TPX) Azlon®

DWK LIFE SCIENCES



- Thermorésistants jusqu'à +150 °C
- Graduations imprimées résistantes aux solvants
- Conformes à la norme 7056
- Autoclavables

Volume (ml)	Graduations (ml)	Ø ext. (mm)	Hauteur (mm)	Réf.	Unités/carton	€/carton
25	5	35	50	251526	12	NC -
50	10	42	60	251527	12	NC -
100	10	51	69	251528	12	NC -
250	25	71	94	251529	6	NC -
500	50	87	117	251531	6	NC -
600	50	95	125	251532	6	NC -
1000	100	107	148	251533	6	NC -