

Coupeles de pesée en polystyrène

Nacelles de pesée standard ou antistatiques

Vol. (ml)	L x l x h (mm)	Type	Noir	Blanc	Bleu	Unités/ carton	€/ carton
Forme carrée							
7	46 x 46 x 8	Standard	030920B	030925B	320600	500	NC -
100	85 x 85 x 24	Standard	037800	030901B	320601	500	NC -
250	140 x 140 x 22	Standard	030921B	030902B	320602	500	NC -
7	46 x 46 x 8	Antistatique	030906B	030912B	320603	500	NC -
100	85 x 85 x 24	Antistatique	030907B	030913B	320604	500	NC -
250	140 x 140 x 22	Antistatique	030908B	030914B	320605	500	NC -
Forme losange							
5	55 x 35 x 6	Standard	030916	320611	-	500	NC -
25	71 x 46 x 14	Standard	320613	030922	-	500	NC -
30	78 x 56 x 14	Standard	030917	030923	-	500	NC -
100	119 x 90 x 19	Standard	030918B	030924B	-	500	NC -
5	55 x 35 x 6	Antistatique	030903	030909	-	500	NC -
25	71 x 46 x 14	Antistatique	320614	320612	-	500	NC -
30	78 x 56 x 14	Antistatique	030904	030910	-	500	NC -
100	119 x 90 x 19	Antistatique	030905B	037862	-	500	NC -
Forme carrée peu profonde (Idéale pour pesée de produits solides)							
7	90 x 90 x 7	Standard	-	320610	-	500	NC -



- En polystyrène flexibles
- Biologiquement inertes
- Résistants aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
- Résistants à des températures de -10 °C à +70 °C
- FDA / qualité alimentaire

Coupeles de pesée

Coupeles souples en polystyrène. Idéales pour la manipulation, le transfert ou la pesée de cristaux.

Forme	L x l x h (mm)	Blanc	Vert	Unités/ carton	€/ carton
Carrée	41 x 41 x 7,5	245496	245497	500	NC -
Losange	86 x 58 x 16	245498	245499	500	NC -
Losange	150 x 100 x 25	245494	-	250	NC -



Sabots de pesée

- En polystyrène flexible
- Biologiquement inertes
- Résistants aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
- Résistants à des températures de -10 °C à +70 °C
- FDA / qualité alimentaire
- Fond plat 12 mm

L x l x h (mm)	Unités/ carton	Standard	€/ carton	Antistatique	€/ carton
43 x 58 x 13	500	320191	NC -	320607	NC -
83 x 132 x 26	500	047688	NC -	320608	NC -
108 x 183 x 26	500	320606	NC -	320609	NC -



Nacelles de pesée Wheaton®

- Polystyrène haute résistance
- Manipulation de liquides ou solides
- Antistatiques pour éviter la rétention d'échantillons par électricité statique
- Coins arrondis

Forme	Volume (ml)	L x l (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	Blanc	€/ carton	Noir	€/ carton
Carrée	7	44 x 44	1000	25000	055806	NC -	055805	NC -
	100	80 x 80	1000	10000	055802	NC -	055801	NC -
	250	140 x 140	1000	4000	055804	NC -	055803	NC -
Losange	5	55 x 35	1000	30000	055800	NC -	055799	NC -
	30	85 x 65	500	5000	055798	NC -	055797	NC -
	100	125 x 100	250	1500	055796	NC -	055795	NC -

