

Pelles, cuillères et spatules de prélèvement Laboplast et Steriplast



- En polystyrène blanc
- Emballage individuel
- Produit et assemblé en chambre blanche classe 7
- Qualité Steriplast : stérile irradié gamma (minimum 10 kGy)
- Conformes aux directives EU food et FDA

Laboplast bio et Steriplast bio

- En polyéthylène blanc
- Matériaux et emballages entièrement fabriqués en ressources renouvelables



Steriplast détectable

- En polystyrène bleu
- Détectables par scanner couleurs, détecteur de métaux ou rayons X

1 Pelles de prélèvement

Capacité (ml)	Longueur (mm)	Couvercle	Unités/sachet	Unités/boîte	Laboplast		Steriplast		Laboplast bio		Steriplast bio		Steriplast détectable	
					Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
25	141	Non	1	10	795500	NC -	795508	NC -	795516	NC -	795520	NC -	795651	NC -
25	142	Oui	1	10	795501	NC -	795509	NC -	-	-	-	-	-	-
50	160	Non	1	10	795502	NC -	795510	NC -	795517	NC -	795521	NC -	795652	NC -
50	161	Oui	1	10	795503	NC -	795511	NC -	-	-	-	-	-	-
100	205	Non	1	10	795504	NC -	795512	NC -	795518	NC -	795522	NC -	795653	NC -
100	206	Oui	1	10	795505	NC -	795513	NC -	-	-	-	-	-	-
150	216	Non	1	10	795506	NC -	795514	NC -	795519	NC -	795523	NC -	795654	NC -
150	218	Oui	1	10	795507	NC -	795515	NC -	-	-	-	-	-	-
250	232	Non	1	10	795560	NC -	795564	NC -	-	-	-	-	795655	NC -
250	235	Oui	1	10	795561	NC -	795565	NC -	-	-	-	-	-	-
500	280	Non	1	10	795562	NC -	795566	NC -	-	-	-	-	795656	NC -
500	283	Oui	1	10	795563	NC -	795567	NC -	-	-	-	-	-	-
1000	332	Non	1	10	795639	NC -	795640	NC -	-	-	-	-	795657	NC -

2 Cuillères de prélèvement

Capacité (ml)	Longueur (mm)	Unités/sachet	Unités/boîte	Laboplast		Steriplast		Laboplast bio		Steriplast bio		Steriplast détectable	
				Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
2,5	127	1	100	795524	NC -	795526	NC -	795528	NC -	795530	NC -	795659	NC -
10	170	1	100	795525	NC -	795527	NC -	795529	NC -	795531	NC -	795660	NC -

3 Spatules de prélèvement

L. lame (mm)	L. totale (mm)	Gaine	Unités/sachet	Unités/boîte	Laboplast		Steriplast		Laboplast bio		Steriplast bio		Steriplast détectable	
					Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
150	263	Non	1	10	795532	NC -	795534	NC -	795536	NC -	795537	NC -	795658	NC -
150	268	Oui	1	10	795533	NC -	795535	NC -	-	-	-	-	-	-



Kit de prélèvement stérile SteriPlast

Kit contenant dix pelles ou spatules Steriplast et dix sachets SteriBag Premium.

Réf.	Composants du kit	€
795662	10 pelles de prélèvement 50 ml Steriplast réf. 795510 et 10 SteriBag Premium 300 ml réf. 795661	NC -
795663	10 spatules de prélèvement 150 mm Steriplast réf. 795532 et 10 SteriBag Premium 300 ml réf. 795661	NC -

Petites spatules

- Blanches
- Résistent jusqu'à 230 °C

Réf.	Longueur (cm)	€
857049	30	NC -
857050	40	NC -

- Manche résistant à 200 °C
- Palette à 260 °C

Réf.	Longueur (mm)	€
857051	250	NC -
857052	350	NC -
857053	450	NC -

