

## Seringues en verre borosilicaté


- Calibrage rigoureux du cylindre en verre ou en acier inoxydable
- Graduation brune indélébile
- Cône normalisé acceptant toute taille d'aiguille : Luer (cône) ou Luer Lock (pas de vis de blocage), en verre ou en acier inoxydable
- Connecteur Luer Lock des seringues avec piston en verre en laiton chromé
- Stérilisables jusqu'à 160 °C

Volume (ml)	Graduation	Seringues avec piston verre			
		Cône Luer verre		Cône Luer Lock métal	
		Réf.	€	Réf.	€
1	0,5	320201	NC -	320219	NC -
2	0,1	320202	NC -	320220	NC -
3	0,2	320203	NC -	320221	NC -
5	0,2	320204	NC -	320222	NC -
10	0,2	320205	NC -	320223	NC -
20	1	320206	NC -	320224	NC -
30	1	320207	NC -	320225	NC -
50	1	320208	NC -	320226	NC -
100	5	320209	NC -	320227	NC -



## Dosys : seringues automatiques de distribution Socorex

**SOCOREX**  
SWISS



Seringues automatiques métal/verre sans joint, pour la distribution répétitive.

- Autoclavables sans démontage
- Forme ergonomique, excellente prise en main
- Faible entretien
- Embout Luer Lock
- Munies d'une soupape à deux voies
- Cylindre en verre rodé interchangeable
- Réglage du volume fiable avec molette de sécurité
- Retour automatique du piston par ressort
- Parfaitement adaptées pour la distribution d'agar stérile
- Idéales pour la filtration
- Livrées avec tuyau de silicone de 1 m
- Accessoires disponibles sur demande

### Seringues "Classic" à soupape intégrée (modèles 173 ou 163)

Seringues à soupape fixe, pour la distribution et le remplissage automatique. Livrées sans aiguille. Modèle 163 : 2 anneaux.

Type de poignée	Volume (ml)	Division (ml)	Modèles 163		Modèles 173	
			Anneaux		Béquille	
			Réf.	€	Réf.	€
0,025 - 0,3	0,025		061071	NC -	061037	NC -
0,025 - 0,3	0,025		061071	NC -	061037	NC -
0,1 - 1,0	0,05		061070	NC -	061039	NC -
0,3 - 2,0	0,1		061073	NC -	061040	NC -
0,5 - 5,0	0,5		061715	NC -	061041	NC -
1,0 - 10,0	1,0		061716	NC -	061042	NC -
5,0 - 20,0	1,0		-	-	061043	NC -

### Seringues "Premium" à soupape détachable avec béquille (modèle 174) ou à anneaux (modèle 164), ou "Basic" sans valve (modèles 172)

Seringues à soupape détachable et à piston anticorrosion. Livrées sans aiguille.

- Soupape détachable, meilleure résistance chimique du piston
- 4 modèles de 0,1 à 10 ml
- Piston avec résistance supérieure à la corrosion
- Soupape à deux voies en acier inox, détachable
- Livrées avec tuyau silicone de 1 m
- Idéales comme seringue d'échantillonnage
- Modèle 172 : pour la distribution au coup par coup, sans valve, ni tube, ni accessoire

Type de poignée	Volume (ml)	Division (ml)	Modèles 164		Modèles 174		Modèles 172	
			Anneaux		Béquille		Béquille	
			Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
0,1 - 1	0,05		061090	NC -	061044	NC -	061086	NC -
0,3 - 2	0,1		061091	NC -	061045	NC -	061087	NC -
0,5 - 5	0,5		061092	NC -	061046	NC -	061088	NC -
1 - 10	1,0		061093	NC -	061047	NC -	061089	NC -

### Support pour seringue

- Support pour 1 seringue automatique série 170/160
- Gain de place
- Prise facile de la seringue

Réf.	Désignation	€
061048	Support pour 1 seringue automatique 170/160	NC -