

Seringues Hamilton Microliter - Série 7000 (0,5 µl - 5 µl)



+ d'info ↗
Dutscher.com



Astuce

* Seringue avec aiguille personnalisée : spécifiez la jauge, la longueur et le type de pointe en vous reportant au tableau page 1040 (ou sur Dutscher.com)

Aiguilles : voir pages 1046 et 1047
Accessoires : voir page 1041

- 0,5 µl - 5 µl
- Pour liquides
- Aiguilles amovibles (KH)

- Déplacement positif
- Pas de volume mort

Seringues 0,5 µl

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	€
074362	Seringue 7000.50C	KH	32	100	Type 3	NC -
074356	Seringue 7000.5	KH	25	70	Type 2	NC -
074363	Seringue 7000.5	KH	25	70	Type 3	NC -

Seringues 1 µl

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	€
074357	Seringue 7001	KH	25S	70	Type 2	NC -
074358	Seringue 7101	KH	22S	70	Type 2	NC -
074364	Seringue 7001	KH	25S	70	Type 3	NC -
074365	Seringue 7101	KH	22S	70	Type 3	NC -
074370	Seringue 7001	SN	25	*	*	NC -

Seringues 2 µl

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	€
074359	Seringue 7002	KH	25	70	Type 2	NC -
074360	Seringue 7102	KH	23	70	Type 2	NC -
074366	Seringue 7002	KH	25	70	Type 3	NC -
074367	Seringue 7102	KH	23	70	Type 3	NC -

Seringues 5 µl

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	€
074361	Seringue 7105	KH	24	70	Type 2	NC -
074368	Seringue 7105	KH	24	70	Type 3	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
074399	Entretoise 2" pour tous les modèles	NC -

Seringues Hamilton Microliter - Série 600 (2,5 µl - 5 µl)



- 2,5 µl - 5 µl
- Pour liquides

- Aiguilles amovibles (RN)
- Pistons renforcés

Seringues 2,5 µl

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	€
074352	Seringue 62	RN	22s	51	Type 3	NC -
074354	Seringue sans aiguille 62	RN	-	-	-	NC -

Seringues 5 µl

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	€
074353	Seringue 65	RN	22s	51	Type 3	NC -
074355	Seringue sans aiguille 65	RN	*	*	*	NC -

Seringues Hamilton Microliter - Série 900 (5 µl - 10 µl)

- 5 µl - 10 µl
- Pour liquides
- Aiguilles amovibles (RN), aiguilles cimentées (N)

- Pistons renforcés
- Pistons et corps non remplaçables et non interchangeables



Seringues 5 µl

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	€
074452	Seringue 95	RN	26s	51	Type 2	NC -
074454	Seringue sans aiguille 95	RN	-	-	-	NC -

Seringues 10 µl

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	€
074451	Seringue 901	N	26s	51	Type 2	NC -
074453	Seringue 901	RN	26s	51	Type 2	NC -
074455	Seringue sans aiguille 901	RN	-	-	-	NC -