

Supports de filtration en verre borosilicaté Sartorius

- Supports de filtration sous vide pour les tests d'hybridation, les tests de particules et la clarification
- Disponibles pour deux diamètres de filtres : 24-25 mm ou 47-50 mm
- Utilisation sous vide uniquement
- Stérilisables par autoclave (134°C max.) ou par chaleur sèche (180°C max.)



Support de filtration contenant :

- + entonnoir en verre borosilicaté ;
- + base en verre borosilicaté ;
- + pince de maintien/serrage du support-filtre en aluminium anodisé
- + couvercle en silicone (modèle pour filtres 50 mm uniquement)
- + support-filtre soit en verre-fritté, soit en inox facé Teflon

Pour filtre Ø (mm)	Capacité entonnoir (ml)	Ø bec de sortie (mm)	Surface de filtration (cm²)	Support-filtre	Réf.	€
24-25	30	12	3	Verre fritté	036893	NC -
				Inox / PTFE	150435	NC -
47-50	250	15	12,5	Verre fritté	147000	NC -
				Inox / PTFE	150443	NC -



Les supports de filtration sont à compléter par une fiole à vide + bouchon perforé ou à utiliser sur une rampe de filtration nue Combisart® Manifold (avec adaptateur).

Fioles et bouchons perforés

Réf.	Désignation	€
150193	Fiole à vide 2 l en verre borosilicaté	NC -
150470	Bouchon silicone, perforation ø 11-12 mm, pour supports de filtration 24-25 mm	NC -
150471	Bouchon silicone, perforation ø 14-15 mm, pour supports de filtration 47-50 mm	NC -

Adaptateur pour rampe de filtration nue Combisart® Manifold

Réf.	Désignation	€
036894	Adaptateur pour supports de filtration ø 24-25 mm vers rampe Combisart®	NC -
150469	Adaptateur pour supports de filtration ø 47-50 mm vers rampe Combisart®	NC -

Pièces détachées supplémentaires

Pour supports de diamètre	24-25 mm	€	47-50 mm	€
Entonnoir	150437	NC -	6980119	NC -
Base	150438	NC -	146634	NC -
Support-filtre verre fritté	150441	NC -	150451	NC -
Support-filtre inox/PTFE	150442	NC -	150452	NC -
Pince	150436	NC -	150449	NC -



150193

Système de filtration complet en verre borosilicaté

- En verre borosilicaté 3.3
- Pour membranes de Ø 47 mm

Réf.	Désignation	€
940894	Système de filtration complet à bouchon caoutchouc	NC -

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	€
940896	Entonnoir de filtration de 300 ml	NC -
940897	Base en verre fritté avec bouchon caoutchouc Ø 47 mm	NC -
940895	Flacon Erlenmeyer 1000 ml avec olive Ø 11 mm	NC -
940898	Pince à fixation aluminium	NC -
942998	Bouchon en silicone	NC -



Appareils de filtration en verre

- Entonnoir et fiole en verre
- Graduation claire sur entonnoir
- Fritté en verre ou en inox en fonction des applications

Modèle	VF3	VF 5	VF 6	VF 7	VF 8
VOLUME entonnoir (ml)	300	15	300	300	15
VOLUME fiole à vide (ml)	1000	125	1000	1000	125
Fritté	Verre	Verre	Verre	Inox	Inox
Diamètre filtre (mm)	47	25	47	47	25
Réf.	886100	886101	886102	886103	886104
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Kit pour filtration continue

Réf.	Désignation	€
886217	Kit de filtration continu pour systèmes VF3/VF6/VF7/VF12	NC -



ROCKER

