


## Filtres seringue Whatman™ GD/X™ avec préfiltre



- Equipé d'un préfiltre multicouche en fibre de verre : couche exclusive de préfiltration Whatman GMF 150 (densité progressive) et de media en microfibre de verre GF/F
- Excellente capacité de rétention, évite l'utilisation de plusieurs filtres seringue pour un même échantillon - gain de temps
- Volume filtré jusqu'à 3 à 7 fois plus important qu'avec un filtre traditionnel
- Corps de filtre en PP vierge évitant la contamination de l'échantillon
- Préfiltre à densité progressive : de 10 µm à 0,7 µm

Membrane	Ø (mm)	Seuil (µm)	GD/X™ non stériles						GD/X™ stériles		
			Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton
GMF		0,45	036678	150	NC -	036634	150	NC -	6902-2504	50	NC -
GMF		1	036676	150	NC -	-	-	-	-	-	-
GMF		2,7	034976	150	NC -	036632	150	NC -	-	-	-
GF/F		0,7	036633	150	NC -	6890-1307	150	NC -	-	-	-
GF/B		1	036629	150	NC -	036676	150	NC -	-	-	-
GF/C		1,2	036631	150	NC -	036677	150	NC -	-	-	-
GF/A		1,6	036628	150	NC -	036675	150	NC -	-	-	-
AC		0,22	036671	150	NC -	036626	150	NC -	036655	50	NC -
AC		0,45	036672	150	NC -	036627	150	NC -	036656	50	NC -
PSU		0,22	036669	150	NC -	036622	150	NC -	036571	50	NC -
PSU		0,45	036670	150	NC -	036623	150	NC -	036653	50	NC -
PVDF		0,22	036667	150	NC -	036619	150	NC -	036582	50	NC -
PVDF		0,45	036668	150	NC -	036621	150	NC -	037113	50	NC -
RC		0,45	-	-	-	036997	150	NC -	-	-	-
Nylon		0,22	036665	150	NC -	036616	150	NC -	-	-	-
Nylon		0,45	036666	150	NC -	036617	150	NC -	-	-	-
Nylon		5	-	-	-	036618	150	NC -	-	-	-
PP		0,22	036673	150	NC -	036624	150	NC -	-	-	-
PP		0,45	036674	150	NC -	036625	150	NC -	-	-	-
PTFE		0,22	036585	150	NC -	036587	150	NC -	-	-	-
PTFE		0,45	036586	150	NC -	036588	150	NC -	-	-	-

## Filtres seringue Whatman™ Anotop™



- Pour préparation d'échantillons pour la chromatographie ionique
- Membrane Anopore inorganique hydrophile, coque en polypropylène
- Excellente stabilité chimique avec les solvants les plus courants
- Faible taux d'extractibles anioniques délivrant de meilleurs résultats
- Filtres Anotop Plus avec préfiltre en fibre de verre pour les échantillons visqueux
- Raccords entrée/sortie : luer femelle/mâle
- Filtres certifiés par lot



Ø (mm)	Anotop IC						Anotop IC Plus					
	10			25			10			25		
Seuil (µm)	Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton
0,22	036195	50	NC -	-	-	-	036184	50	NC -	036186	50	NC -
	036197	250	NC -	036198	200	NC -	-	-	-	036187	200	NC -