

Unités de filtration complètes stériles

Unités de filtration et bottle-top pour la filtration sous vide. Idéales pour la séparation et la purification d'échantillons. Large choix de membranes : porosité 0,22 ou 0,45 µm, en esters mixés de cellulose (MCE), nylon, PVDF et PES.

- Graduées
- Stérilisées par irradiation, emballage unitaire pelable
- Entonnoir en polystyrène, flacon et support de filtre en polypropylène vierge

Pyro-gènes

Stérile

Notre Sélection



Unités de filtration complètes

Volume	150 ml			250 ml			500 ml			1000 ml			
	Porosité (µm)	0,2	0,45	€ les 12	0,2	0,45	€ les 12	0,2	0,45	€ les 12	0,2	0,45	€ les 12
Membrane													
PES	141303	141305	NC -	141234	141238	NC -	141242	141246	NC -	141304	141306	NC -	
MCE	-	-	-	141232	141236	NC -	-	-	-	-	-	-	-
PVDF	-	-	-	141235	141239	NC -	141243	141247	NC -	141307	141308	NC -	-
Nylon	-	-	-	141233	141237	NC -	141241	141245	NC -	-	-	-	-

Bottle-top - Se placent sur flacon ISO de col 45 mm

Volume	250 ml		500 ml	
Porosité (µm)	0,2	€ les 24	0,2	€ les 24
Membrane				
PES	141309	NC -	141310	NC -

Unités de filtration Sartolab RF et BT

- Prêtes à l'emploi
- Unités complètes ou entonnoirs pour flacon col 45 mm
- Pour filtration sous vide de solutions de 150 ml à 1 litre
- Surface de filtration augmentée pour un meilleur débit de filtration
- Membrane PES optimisée pour faible adsorption aspécifique des protéines
- Stérilisation radiation E-beam (SAL 10-6)

Stérile

SARTORIUS

NOUVEAU



Unités de filtration Sartolab RF

- Unités complètes de filtration
- Gradués et zones de marquage

Réf.	Seuil (ml)	Volume entonnoir et bouteille (ml)	Unités/ carton	€/ carton
845220	0,1	250	12	NC -
845221		1000	12	NC -
845212	0,22	150	12	NC -
845213		250	12	NC -
845214		500	12	NC -
845215		1000	12	NC -
845207	0,45	150	12	NC -
845208		250	12	NC -
845209		500	12	NC -
845210		1000	12	NC -

Entonnoirs de filtration Sartolab BT

- Entonnoirs de filtration avec couvercle et adaptateur de prise de vide
- Gradués et zones de marquage

Réf.	Seuil (ml)	Volume (ml)	Unités/ carton	€/ carton
845216	0,22	150	12	NC -
845217	0,22	250	12	NC -
845218	0,22	500	12	NC -
845219	0,22	1000	12	NC -
845211	0,45	1000	12	NC -

Flacons récepteurs pour unités de filtration

- Stérile et sans endotoxines
- Col 45 mm
- Profil optimisé pour préhension facile
- Corps polystyrène, capuchon HDPE (emballé individuellement)

Réf.	Volume (ml)	Unités/ carton	€/ carton
845223	150	12	NC -
845224	250	12	NC -
845225	500	12	NC -
845226	1000	12	NC -



SARTORIUS

NOUVEAU