



Unités de filtration complètes Stericup E-GP et Steritop E

- Membrane Express plus : membrane à haut débit et faible adsorption
- Stériles, emballage individuel
- Membrane : 0,22 µm, PES
- Support : polystyrène
- Surface de filtration : 40 cm²
- Température d'utilisation : 50 °C
- Usage unique

Stericup E -GP

- Composé de l'unité filtrante et du flacon récepteur
- Utilisez directement vos flacons, l'entonnoir n'est plus utile
- 500 ou 1000 ml

Réf.	Volume du flacon (ml)	col (mm)	Unités/ carton	€/ carton
236055	500	38	12	NC -
236056		45	12	NC -
236057	1000	38	12	NC -
236058		45	12	NC -

Steritop E

- Unité filtrante seule
- Utilisez directement vos flacons, l'entonnoir et le flacon récepteur ne sont plus utiles

Réf.	col (mm)	Unités/ carton	€/ carton
236059	38	12	NC -
236060	45	12	NC -



Stericup E-GP

Steritop E

Unités de filtration complètes Stericup

- Support : polystyrène
- Surface de filtration : 40 cm²
- Stériles, emballage individuel
- Usage unique

Membranes

- + PES (GP) : membrane Express Plus à débit rapide
- + Durapore (GV) : membrane à faible adsorption des protéines



Stericup

Volume réceptacle (ml)	Volume entonnoir (ml)	Membrane	Stericup VP	Stericup GP	Stericup GV	Stericup HV
			0,1 µm	0,22 µm	0,22 µm	0,45 µm
150	150	Réf.	-	051244B	051249B	051284B
		€ les 12	-	NC -	NC -	NC -
250	250	Réf.	051243B	051245B	051250B	051285B
		€ les 12	NC -	NC -	NC -	NC -
500	500	Réf.	-	051246B	051251B	051286B
		€ les 12	-	NC -	NC -	NC -
1000	500	Réf.	051955B	051247B	051252B	-
		€ les 12	NC -	NC -	NC -	-
1100	1000	Réf.	-	051248B	051253B	051288B
		€/carton de 12	-	NC -	NC -	NC -

Unités de filtration Steritop pour flacons

Pour filtrer dans des flacons des volumes de 150 ml à 1 l.

- Pour tous flacons de col 33 ou 45 mm
- Température d'utilisation : 45 °C maximum
- Membrane Express Plus 0,22 µm PES

Le flacon de stockage est à commander séparément.



Volume de l'entonnoir (ml)	Seuil de filtration (µm)	Réf.	Membrane	Unités/ carton	€/ carton
Col 33 mm					
150	0,2	051261	PES	12	NC -
250	0,2	051262	PES	12	NC -
500	0,2	051263	PES	12	NC -
Col 45 mm					
100	0,1	452594	PES	12	NC -
150		051266B	PES	12	NC -
250	0,2	051267B	PES	12	NC -
500		051268B	PES	12	NC -
1000		051806B	PVDF	12	NC -
		051269B	PES	12	NC -

Flacons de stockage col 45 mm

- En polystyrène

Volume du flacon (ml)	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
500	051273B	12	NC -
1000	051274B	12	NC -

Préfiltre pour solution difficile

Réf.	Désignation	Unité d'emb.	€
051259	Préfiltre pour solution difficile	100 membranes	NC -

* Membrane Durapore PVDF.