

Flacons en verre DURAN® Youtility GL45

Bouteille ergonomique de forme mince, permettant un gain de place.

- En verre neutre borosilicaté 3.3 de type 1 DURAN®
- Bouchon optimisé avec dévissage facile, fourni avec la bouteille
- Marqueur d'autoclavage sur les étiquettes modifié pour plus de visibilité
- Flacons et bouchons munis d'un code de traçabilité, certificat de conformité disponible sur www.duran-group.com
- Anneaux de marquage colorés en silicone (en accessoire) pour identifier facilement le flacon



Volume (ml)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	Flacon standard	€/ carton	Flacon ambré	€/ carton
125	55	124	4	092148	NC -	092183	NC -
250	66	158	4	092149	NC -	092184	NC -
500	78	193	4	092150	NC -	092185	NC -
1000	93	253	4	092151	NC -	092186	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
096126	Etiquette autocollante pour flacon et bouchon	100	NC -
092153	Bouchon à vis DURAN® Youtility bleu	10	NC -
096343	Bouchon à vis DURAN® Youtility blanc	10	NC -
092154	Bague de déversement pour DURAN® Youtility	16	NC -
092155	Anneau de marquage pour DURAN® Youtility *	16	NC -
096111B	Bouchon à vis à membrane PTFE 0,2 µm	4	NC -

* Deux de chaque couleur : bleu, violet, vert, rouge, orange, jaune, noir, blanc

Anneaux de marquage

Rouge	Orange	Jaune	Vert	Bleu	Violet	Noir	Blanc	€/ les 20
096004	096005	096006	096007	096008	096009	096010	096011	NC -

Flacons recouverts de DURAN® PROTECT



Flacons en verre borosilicaté Duran® recouvert d'un coating qui renforce la solidité de la bouteille et contient les débris de verre en cas de casse.

Version transparente

Vol. (ml)	Hauteur sans bouchon (mm)	Ø col (mm)	Ø corps (mm)	Sans capuchon et bague de déversement			Avec capuchon et bague de déversement		
				Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
10	50	25	36	090984	10	NC -	-	-	-
25	70	25	36	090845	10	NC -	-	-	-
50	87	32	46	090846	10	NC -	-	-	-
100	100	45	56	090388	10	NC -	-	-	-
150	110	45	62	092042	10	NC -	083827	10	NC -
250	138	45	70	090389	10	NC -	092130	10	NC -
500	176	45	86	090390	10	NC -	092131	10	NC -
750	203	45	95	092043	10	NC -	083828	10	NC -
1000	225	45	101	090380	10	NC -	083829	10	NC -
2000	260	45	136	090381	10	NC -	083830	10	NC -
3500	295	45	160	092044	1	NC -	083831	1	NC -
5000	330	45	182	090391	1	NC -	083832	1	NC -

Version ambrée

Vol. (ml)	Hauteur sans bouchon (mm)	Ø col (mm)	Ø corps (mm)	Sans capuchon et bague de déversement		
				Réf.	Unités/ carton	€/ carton
25	70	25	36	083835	10	NC -
50	87	32	46	083837	10	NC -
100	100	45	56	083839	10	NC -
250	138	45	70	083842	10	NC -
500	176	45	86	083844	10	NC -
1000	225	45	101	083847	10	NC -
2000	260	45	136	083849	10	NC -
5000	330	45	182	083852	1	NC -

Flacons réservoir DURAN® HPLC, GL45



- Base conique pour récupération totale des solvants
- Col en GL 45 compatible avec de nombreux bouchons
- Les flacons de grande taille permettent des analyses plus longues sans interruption
- En verre borosilicaté 3.3 très haute qualité selon ISO 3585
- Code et certificat de traçabilité du lot de fabrication

Réf.	Volume (l)	Ø x h (mm)	€
096990	1	110 x 295	NC -
096991	2	145 x 309	NC -
096360	3,5	165 x 353	NC -
096992	5	190 x 386	NC -
096993	10	235 x 481	NC -