

## Sachets et gaines de stérilisation en papier/plastique transparent

**NOUVEAU**

- Conformes à la norme EN ISO 11607 et DIN 868-5
- Papier 70 g/m<sup>2</sup> imperméable aux micro-organismes mais perméable à l'air
- Film 12/40 PET/PP bleu

- Pour la stérilisation à la vapeur et aux gaz
- 3 indicateurs imprimés hors de la zone de remplissage : vapeur, oxyde d'éthylène, formaldéhyde

### Sachets à soufflet

| Réf.   | Dim. l x L x p (cm) | Unités/ carton | € HT/ carton |
|--------|---------------------|----------------|--------------|
| 019622 | 10 x 30 x 5         | 2000           | NC -         |
| 019623 | 10 x 40 x 5         | 2000           | NC -         |
| 019624 | 15 x 28 x 5         | 1000           | NC -         |
| 019625 | 15 x 40 x 5         | 1000           | NC -         |
| 019626 | 20 x 40 x 5         | 1000           | NC -         |
| 019627 | 20 x 48 x 5         | 500            | NC -         |
| 019628 | 25 x 48 x 6,5       | 500            | NC -         |
| 019629 | 30 x 61 x 6,5       | 500            | NC -         |
| 019630 | 41 x 61 x 6,5       | 500            | NC -         |



### Sachets plats

| Réf.   | Dim. l x L (cm) | Unités/ carton | € HT/ carton |
|--------|-----------------|----------------|--------------|
| 019580 | 5,5 x 20        | 2000           | NC -         |
| 019581 | 5,5 x 25        | 2000           | NC -         |
| 019582 | 7,5 x 15        | 2000           | NC -         |
| 019583 | 7,5 x 20        | 2000           | NC -         |
| 019584 | 7,5 x 25        | 2000           | NC -         |
| 019585 | 7,5 x 30        | 2000           | NC -         |
| 019586 | 10 x 15         | 2000           | NC -         |
| 019587 | 10 x 20         | 2000           | NC -         |
| 019588 | 10 x 25         | 2000           | NC -         |
| 019589 | 10 x 30         | 2000           | NC -         |
| 019590 | 10 x 36         | 1000           | NC -         |
| 019591 | 10 x 40         | 1000           | NC -         |
| 019592 | 10 x 52         | 1000           | NC -         |
| 019593 | 12,5 x 25       | 2000           | NC -         |
| 019594 | 12,5 x 30       | 2000           | NC -         |
| 019595 | 12,5 x 40       | 1000           | NC -         |
| 019596 | 12,5 x 52       | 1000           | NC -         |
| 019597 | 15 x 20         | 1000           | NC -         |
| 019598 | 15 x 27         | 1000           | NC -         |
| 019599 | 15 x 30         | 1000           | NC -         |
| 019600 | 15 x 38         | 1000           | NC -         |
| 019601 | 15 x 61         | 1000           | NC -         |
| 019602 | 16 x 22         | 1000           | NC -         |
| 019603 | 20 x 27         | 1000           | NC -         |
| 019604 | 20 x 40         | 1000           | NC -         |
| 019605 | 20 x 61         | 1000           | NC -         |



| Réf.   | Dim. l x L (cm) | Unités/ carton | € HT/ carton |
|--------|-----------------|----------------|--------------|
| 019606 | 21 x 33         | 1000           | NC -         |
| 019607 | 22 x 30         | 1000           | NC -         |
| 019608 | 22 x 35         | 1000           | NC -         |
| 019609 | 22 x 42         | 1000           | NC -         |
| 019610 | 25 x 38         | 1000           | NC -         |
| 019611 | 25 x 40         | 1000           | NC -         |
| 019612 | 25 x 42         | 1000           | NC -         |
| 019613 | 25 x 48         | 500            | NC -         |
| 019614 | 27 x 45         | 500            | NC -         |
| 019615 | 30 x 42         | 500            | NC -         |
| 019616 | 30 x 57         | 500            | NC -         |
| 019617 | 32 x 50         | 500            | NC -         |
| 019618 | 36 x 58         | 500            | NC -         |
| 019619 | 38 x 50         | 500            | NC -         |
| 019620 | 42 x 50         | 500            | NC -         |
| 019621 | 42 x 61         | 500            | NC -         |

### Gainies à plat ou à soufflets



#### Gainies à plat (rouleau 200 m)

| Réf.   | Largeur (cm) | Unités/ carton | € HT/ carton |
|--------|--------------|----------------|--------------|
| 019631 | 5            | 6              | NC -         |
| 019632 | 7,5          | 4              | NC -         |
| 019633 | 10           | 3              | NC -         |
| 019634 | 12,5         | 2              | NC -         |
| 019635 | 15           | 2              | NC -         |
| 019636 | 20           | 2              | NC -         |
| 019637 | 25           | 2              | NC -         |
| 019638 | 30           | 1              | NC -         |
| 019639 | 38           | 1              | NC -         |
| 019640 | 42           | 1              | NC -         |

#### Gainies à soufflets (rouleau 100 m)

| Réf.   | Dim. l x p (cm) | Unités/ carton | € HT/ carton |
|--------|-----------------|----------------|--------------|
| 019641 | 7,5 x 2,5       | 4              | NC -         |
| 019642 | 10 x 5          | 3              | NC -         |
| 019643 | 15 x 5          | 2              | NC -         |
| 019644 | 20 x 5          | 2              | NC -         |
| 019645 | 25 x 6,5        | 2              | NC -         |
| 019646 | 30 x 6,5        | 1              | NC -         |
| 019647 | 38 x 8          | 1              | NC -         |

### Sachets et gaines en non-tissé plastique transparent



**NOUVEAU**

- Conformes à la norme EN ISO 11607 et DIN 868-5
- En non-tissé 60 g/m<sup>2</sup> et film plastique : souplesse du non-tissé avec une haute perméabilité à l'air et à la vapeur permet le traitement de grands volumes
- Pour la stérilisation à la vapeur et aux gaz
- 3 indicateurs imprimés hors de la zone de remplissage : vapeur, oxyde d'éthylène, formaldéhyde

- Conformes aux normes EN ISO 11607 et DIN 868-9
- En Tyvek® 1073B de 75 g/m<sup>2</sup>
- Pour les instruments sensibles à la chaleur
- Stérilisation plasma, oxyde d'éthylène, irradiation
- 2 indicateurs imprimés hors de la zone de remplissage : plasma, oxyde d'éthylène
- Absorption de l'oxyde d'éthylène très limitée, peu de gaz résiduels
- Excellente barrière contre les micro-organismes et l'humidité

**NOUVEAU**



| Référence | Type        | Dimensions l x L | Unités/ carton | € HT/ carton |
|-----------|-------------|------------------|----------------|--------------|
| 019648    | Sachet plat | 27 x 36 cm       | 500            | NC -         |
| 019649    | Sachet plat | 32 x 45 cm       | 500            | NC -         |
| 019650    | Sachet plat | 40 x 52 cm       | 250            | NC -         |
| 019651    | Sachet plat | 50 x 60 cm       | 250            | NC -         |
| 019652    | Sachet plat | 57 x 72 cm       | 250            | NC -         |
| 019653    | Gaine plate | 20 cm x 100 m    | 2              | NC -         |
| 019654    | Gaine plate | 42 cm x 100 m    | 1              | NC -         |

| Référence | Type        | Dimensions l x L | Unités/ carton | € HT/ carton |
|-----------|-------------|------------------|----------------|--------------|
| 019655    | Sachet plat | 7,5 x 20 cm      | 1000           | NC -         |
| 019656    | Sachet plat | 10 x 27 cm       | 500            | NC -         |
| 019657    | Sachet plat | 15 x 30 cm       | 500            | NC -         |
| 019658    | Sachet plat | 20 x 40 cm       | 500            | NC -         |
| 019659    | Sachet plat | 25 x 48 cm       | 500            | NC -         |
| 019660    | Gaine plate | 7,5 cm x 100 m   | 2              | NC -         |
| 019661    | Gaine plate | 10 cm x 100 m    | 2              | NC -         |
| 019662    | Gaine plate | 15 cm x 100 m    | 1              | NC -         |
| 019663    | Gaine plate | 20 cm x 100 m    | 1              | NC -         |
| 019664    | Gaine plate | 25 cm x 100 m    | 1              | NC -         |
| 019665    | Gaine plate | 30 cm x 100 m    | 1              | NC -         |
| 019666    | Gaine plate | 38 cm x 100 m    | 1              | NC -         |
| 019667    | Gaine plate | 50 cm x 100 m    | 1              | NC -         |