

Sachets et gaines de stérilisation en papier/plastique transparent

NOUVEAU

- Conformes à la norme EN ISO 11607 et DIN 868-5
- Papier 70 g/m² imperméable aux micro-organismes mais perméable à l'air
- Film 12/40 PET/PP bleu

- Pour la stérilisation à la vapeur et aux gaz
- 3 indicateurs imprimés hors de la zone de remplissage : vapeur, oxyde d'éthylène, formaldéhyde

Sachets à soufflet

Réf.	Dim. l x L x p (cm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
019622	10 x 30 x 5	2000	NC -
019623	10 x 40 x 5	2000	NC -
019624	15 x 28 x 5	1000	NC -
019625	15 x 40 x 5	1000	NC -
019626	20 x 40 x 5	1000	NC -
019627	20 x 48 x 5	500	NC -
019628	25 x 48 x 6,5	500	NC -
019629	30 x 61 x 6,5	500	NC -
019630	41 x 61 x 6,5	500	NC -



Sachets plats

Réf.	Dim. l x L (cm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
019580	5,5 x 20	2000	NC -
019581	5,5 x 25	2000	NC -
019582	7,5 x 15	2000	NC -
019583	7,5 x 20	2000	NC -
019584	7,5 x 25	2000	NC -
019585	7,5 x 30	2000	NC -
019586	10 x 15	2000	NC -
019587	10 x 20	2000	NC -
019588	10 x 25	2000	NC -
019589	10 x 30	2000	NC -
019590	10 x 36	1000	NC -
019591	10 x 40	1000	NC -
019592	10 x 52	1000	NC -
019593	12,5 x 25	2000	NC -
019594	12,5 x 30	2000	NC -
019595	12,5 x 40	1000	NC -
019596	12,5 x 52	1000	NC -
019597	15 x 20	1000	NC -
019598	15 x 27	1000	NC -
019599	15 x 30	1000	NC -
019600	15 x 38	1000	NC -
019601	15 x 61	1000	NC -
019602	16 x 22	1000	NC -
019603	20 x 27	1000	NC -
019604	20 x 40	1000	NC -
019605	20 x 61	1000	NC -



Réf.	Dim. l x L (cm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
019606	21 x 33	1000	NC -
019607	22 x 30	1000	NC -
019608	22 x 35	1000	NC -
019609	22 x 42	1000	NC -
019610	25 x 38	1000	NC -
019611	25 x 40	1000	NC -
019612	25 x 42	1000	NC -
019613	25 x 48	500	NC -
019614	27 x 45	500	NC -
019615	30 x 42	500	NC -
019616	30 x 57	500	NC -
019617	32 x 50	500	NC -
019618	36 x 58	500	NC -
019619	38 x 50	500	NC -
019620	42 x 50	500	NC -
019621	42 x 61	500	NC -

Gainies à plat ou à soufflets



Gainies à plat (rouleau 200 m)

Réf.	Largeur (cm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
019631	5	6	NC -
019632	7,5	4	NC -
019633	10	3	NC -
019634	12,5	2	NC -
019635	15	2	NC -
019636	20	2	NC -
019637	25	2	NC -
019638	30	1	NC -
019639	38	1	NC -
019640	42	1	NC -

Gainies à soufflets (rouleau 100 m)

Réf.	Dim. l x p (cm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
019641	7,5 x 2,5	4	NC -
019642	10 x 5	3	NC -
019643	15 x 5	2	NC -
019644	20 x 5	2	NC -
019645	25 x 6,5	2	NC -
019646	30 x 6,5	1	NC -
019647	38 x 8	1	NC -

Sachets et gaines en non-tissé plastique transparent



NOUVEAU

- Conformes à la norme EN ISO 11607 et DIN 868-5
- En non-tissé 60 g/m² et film plastique : souplesse du non-tissé avec une haute perméabilité à l'air et à la vapeur permet le traitement de grands volumes
- Pour la stérilisation à la vapeur et aux gaz
- 3 indicateurs imprimés hors de la zone de remplissage : vapeur, oxyde d'éthylène, formaldéhyde

Référence	Type	Dim. l x L (cm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
019648	Sachet plat	27 x 36	500	NC -
019649	Sachet plat	32 x 45	500	NC -
019650	Sachet plat	40 x 52	250	NC -
019651	Sachet plat	50 x 60	250	NC -
019652	Sachet plat	57 x 72	250	NC -
019653	Gaine plate	20 x 1000	2	NC -
019654	Gaine plate	42 x 1000	1	NC -

Sachets et gaines en Tyvek® plastique transparent

NOUVEAU



- Conformes aux normes EN ISO 11607 et DIN 868-9
- En Tyvek® 1073B de 75 g/m²
- Pour les instruments sensibles à la chaleur
- Stérilisation plasma, oxyde d'éthylène, irradiation
- 2 indicateurs imprimés hors de la zone de remplissage : plasma, oxyde d'éthylène
- Absorption de l'oxyde d'éthylène très limitée, peu de gaz résiduels
- Excellente barrière contre les micro-organismes et l'humidité

Référence	Type	Dim. l x L (cm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
019655	Sachet plat	7,5 x 20	1000	NC -
019656	Sachet plat	10 x 27	500	NC -
019657	Sachet plat	15 x 30	500	NC -
019658	Sachet plat	20 x 40	500	NC -
019659	Sachet plat	25 x 48	500	NC -
019660	Gaine plate	7,5 x 1000	2	NC -
019661	Gaine plate	10 x 1000	2	NC -
019662	Gaine plate	15 x 1000	1	NC -
019663	Gaine plate	20 x 1000	1	NC -
019664	Gaine plate	25 x 1000	1	NC -
019665	Gaine plate	30 x 1000	1	NC -
019666	Gaine plate	38 x 1000	1	NC -
019667	Gaine plate	50 x 1000	1	NC -