

## Les bouteilles pour applications spécifiques

### Bonbonnes en verre borosilicaté avec robinet

Bonbonnes graduées en verre borosilicaté avec tubulure à leur base de filetage GL32.

Col à capuchon vissant DIN GL45. Livrées complètes avec capuchon de raccordement à visser, joint en silicone, robinet d'écoulement et pointe en PTFE.

Réf.	Volume (l)	€
046420	1	NC -
046421	2	NC -
046422	5	NC -
046423	10	NC -

### Robinet de rechange

Réf.	Désignation	€
046424	Robinet de rechange pour bonbonne 1 et 2 litres	NC -
046425	Robinet de rechange pour bonbonne 5 et 10 litres	NC -



### Flacons verre sodocalcique

- Verre clair ou ambré
- Filetage selon DIN168
- Livrés sans bouchon

Réf.	Verre	Volume (ml)	Ø (mm)	H (mm)	Filetage (GL)	Unités/ carton	€/ carton
959328	Clair	30	36	68	32	126	NC -
958983	Clair	50	44	75	32	85	NC -
958984	Clair	100	50	93	40	63	NC -
958985	Clair	125	54	98	40	80	NC -
958986	Clair	150	57	104	45	42	NC -
958987	Clair	250	70	113	55	48	NC -
958988	Clair	500	84	154	55	20	NC -
958989	Clair	1000	103,50	180,50	68	18	NC -
958990	Ambré	30	36	68	32	126	NC -
958991	Ambré	50	44	75	32	85	NC -
958992	Ambré	100	50	92,50	40	56	NC -
958993	Ambré	125	54	98	40	84	NC -
958994	Ambré	150	57	104	45	48	NC -
958995	Ambré	250	70	113	55	30	NC -
958996	Ambré	500	84	154	55	20	NC -
958997	Ambré	1000	103,50	180,50	68	12	NC -

### Bouchons

Réf.	Filetage (GL)	Matériau	Unités/ carton	€/ carton
958998A	32	Polypropylène	1	NC -
958999A	40	Polypropylène	1	NC -
959094A	55	Polypropylène	1	NC -
959095A	68	Polypropylène	1	NC -
959097A	45	Polypropylène	1	NC -

