

En verre borosilicaté - Bords à vis

Tubes en verre à usage unique Pyrex® Corning

CORNING



- En verre borosilicaté de grande neutralité
- Idéaux pour la culture cellulaire et la microbiologie
- Col à vis
- Paroi : 0,8 mm

Tubes

Réf.	ø x h (mm)	Unité d'emb.	Unités/carton	€/carton
Tubes à fond rond, col à vis				
001020	13 x 100	250	1000	NC -
001021	16 x 100	250	1000	NC -
001022	16 x 125	250	1000	NC -
001023	16 x 150	250	1000	NC -
001024	20 x 125	250	500	NC -
001025	20 x 150	250	500	NC -
Tubes à fond plat, col à vis				
001026	16 x 125	250	1000	NC -
001027	19,5 x 145	250	500	NC -

Bouchons autoclavables à vis joint PTFE

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/carton
001031	Pour ø 13 mm	288	NC -
001032	Pour ø 16 mm	288	NC -
001033	Pour ø 20 mm	192	NC -

Bouchons autoclavables à vis joint caoutchouc

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/carton
001028	Pour ø 13 mm	1000	NC -
001029	Pour ø 16 mm	1000	NC -
001030	Pour ø 20 mm	1000	NC -

Tubes à essais en verre Pyrex® bouchés PBT

DWK LIFE SCIENCES



- En verre Pyrex®, pour les travaux de culture
- Livrés avec bouchon à vis en phénoplaste étanche avec joint composite en PFTE/éthylène propylène
- Tubes stérilisables à 121 °C pendant 2 heures, bouchons à vis PBT autoclavables et stérilisables à la vapeur sèche jusqu'à 180 °C

Réf.	Volume (ml)	ø x h (mm)	Raccord SVL	Unités/carton	€/carton
090477	8	14 x 100	13	40	NC -
090478	10	16 x 100	15	40	NC -
090479	15	16 x 125	15	40	NC -
090480	20	16 x 160	15	40	NC -
090481	15	18 x 100	15	40	NC -
090482	25	18 x 180	18	40	NC -
090483	20	20 x 100	20	40	NC -
090484	40	20 x 200	20	40	NC -
090485	50	22 x 200	22	40	NC -
090486	30	26 x 100	25	40	NC -
090487	70	26 x 200	25	40	NC -

Bouchons et joints pour tubes et flacons

Bouchons (livrés avec joint)					Joints de remplacement		
Réf.	Raccord SVL	øext x h (mm)	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton
001485B	13	17 x 16	20	NC -	001494B	20	NC -
001486B	15	20 x 18	20	NC -	001495B	20	NC -
001487B	18	23 x 18	20	NC -	001496B	20	NC -
001488B	20	25 x 18	20	NC -	001497B	20	NC -
001489B	22	27 x 18	20	NC -	001498B	20	NC -
001490B	25	31 x 26	20	NC -	001499B	20	NC -
001491B	30	36 x 26	20	NC -	001500C	20	NC -
001492B	42	52 x 30	10	NC -	001501B	10	NC -