


Gants KIMTECH™ PURPLE NITRILE™ et PURPLE NITRILE™ XTRA™



- 100 % nitrile, sans latex, permet d'éliminer tous les risques d'allergies de type I
- Agents chimiques indétectables : limite considérablement les risques d'allergies de type IV
- Excellentes résistances chimique et mécanique, résistance aux produits cytotoxiques et au B.E.T.
- Certifié EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425
- Certifié EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), protection limitée contre les projections de produits chimiques
- ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
- AQL : 0,65
- Coloris violet
- Non poudrés, finition lisse, texturée aux bouts des doigts
- Antistatiques
- Manchette à bord roulé
- Epaisseur : 0,14 mm à la paume

Gants Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ : manchettes longues spéciales culture

- Longueur 300 mm

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/boîte	€/boîte
Réf.	038825	038826	038827	038828	038829	50	NC -


Gants Kimtech™ Purple Nitrile™

- Longueur standard 240 mm (250 mm pour les tailles L et XL)

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/boîte	€/boîte
Réf.	038820	038821	038822	038823	038824*	100	NC -

* Boîte de 90

Gants KIMTECH™ STERLING™ NITRILE



Pratique : boîte de 150 gants pour la longueur 240 mm ou de 100 gants pour la longueur 300 mm !
Gain de place de 33 % et diminution des déchets de 40 %.

- 100 % nitrile exempt de protéines de latex : supprime tout risque potentiel d'allergie de type I
- Grande dextérité, grand confort
- Certifié EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425
- Manchette à bord roulé
- AQL : 0,65
- Coloris : gris clair
- Antistatiques
- Non poudrés, finition lisse, texturée aux bouts des doigts
- ISO 374-1:2016 Type C (K) contre les projections de produits chimiques
- ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
- Epaisseur : 0,08 mm à la paume
- Longueur standard : 240 mm (250 mm pour la taille XL)

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/boîte	€/boîte
Réf.	040132	040133	040134	040135	040136*	150	NC -

* Boîte de 140



CLIC NOUVEAUTÉ

Page comportant des nouveautés

Box de collecte pour gants usagés

Dutscher vous propose une solution clé en main pour le recyclage de vos gants en vinyle, nitrile et latex.

Gants acceptés :

- Vinyle
- Nitrile
- Latex

Tout est compris dans la commande de cette unique référence :

- + 2 cartons
- + 2 sacs de collecte par carton (à sceller obligatoirement)
- + Etiquette d'enlèvement
- + Enlèvement
- + Valorisation : un suivi est effectué afin de pouvoir délivrer un certificat annuel de valorisation

Réf.	Désignation	€ Lot de 2
473362	Carton de collecte et recyclage gants par 2	NC -

