

Masque médical OP'R type IIR à élastiques



- En non-tissé multicouche PP très confortable
- Masque type IIR résistant à la projection de liquides humains
- Pliage anatomique limitant les fuites au visage
- Barrette nasale intégrée
- Filtre sans fibre de verre
- Avec élastiques auriculaires
- Production en salle propre ISO 8 avec contrôle particulaire et microbiologique
- Très faible résistance respiratoire
- Produit non irritant, non cytotoxique, non sensibilisant

Réf.	Désignation	€ boîte de 50
475400	Masque Medical OP'R type IIR	NC -


Masque médical type IIR pour environnement protégé



- Masque à élastiques auriculaires avec barrette métallique
- Type IIR : filtration des bactéries : 98,8 %
- Résistant aux projections liquides
- Très faible résistance respiratoire : 20,9 Pa/cm²
- Absence de cytotoxicité, non irritant, non sensibilisant
- Sans latex
- Coloris bleu
- Emballage en sachet 100 % recyclable ; limitation des émissions de particules
- Conditionnement compact pour utilisation nomade
- Langue de fermeture repositionnable pour la protection des masques
- Préhension et retrait facile des masques hors du sachet

Réf.	Désignation	€ Sachet de 25
475409	Masque Médical OP AIR type II - emballage Flow Pack	NC -

Masques 3 plis à liens



Masque 3 plis en polypropylène non tissé à liens.

- Haut pouvoir de filtration
- Barrette nasale de 0,3 cm en aluminium

Réf.	Désignation	Unités/ boîte	€ boîte de 50
031524	Masque bleu 3 plis à liens	50	NC -

Masque Aérolyn® haute filtration



Masque haute filtration non stérile avec élastiques auriculaires, 3 plis, Type II.

- Norme EN 14683
- Efficacité de filtration bactérienne et virale : EFB ≥ 98 %
- Pression différentielle : DP < 29,4 Pa
- Sans fibre de verre
- Assemblage par soudure ultrasonique
- Sans odeur, sans latex
- Barrette nasale en aluminium

Réf.	Désignation	Unités/ boîte	€ boîte de 50
030780	Masques Aérolyn® haute filtration	50	NC -