

Distributeurs pour lunettes et accessoires de protection

Distributeurs pour équipements de protection

- En acrylique transparent
- Accès facile aux surchaussures, masques, charlottes, lunettes de protection (environ 20 paires), et bouchons d'oreilles (environ 200 paires)
- Marquage sur la boîte pour identification
- Dimensions (l x p x h) : 227 x 162 x 156 mm
- A poser sur une paillasse, ou à fixer au mur (vis incluses)

Réf.	Marquage	Coloris	€
037939	Safety glasses	Bleu	NC -
037941	Earplugs	Vert	NC -
037942	-	Naturel	NC -



Distributeur de lunettes

Réf.	Désignation	€ la paire
086668	Boîtier mural acrylique distributeur de lunettes, 483 x 203 x 102 mm	NC -

Protections faciales anti-UV

- Marqués CE
- Bloquent les UV en dessous de 400 nm



Réf.	Désignation	€ la paire
441181	Lunettes de protection anti-UV	NC -

Ecran de protection faciale

Ecran en polycarbonate à serre-tête en polyéthylène.

- Portoir à serre-tête réglable et confortable d'épaisseur 1,5 mm
- Ecran enveloppant protégeant l'avant et les côtés du visage, le cou et le dessus de la tête
- Protection UV entre 200 et 360 nm
- Protège des projections - utile en procédures germicides, en lecture de bandes ou de gels
- L x l : 295 x 200 mm



Réf.	Désignation	€
029196	Ecran de protection faciale	NC -

Ecran facial à visière

Ecran de protection du visage en polycarbonate parfaitement transparent. L'écran est fixé sur une visière frontale. Conditionnement par boîte : 1 visière de couleur avec 3 écrans en polycarbonate.

- L'écran se démonte de la visière et se remplace d'un simple geste
- Barrière résistante et totalement imperméable, assurant une protection totale et parfaite du visage
- Très léger

3 présentations :

- + visière ajustable : se ferme par une boucle réglable ; confortable, la plus pratique ;
- + visière à cordon : se ferme par un cordon ; souple, idéale pour le port longue durée ;
- + visière fixe : plus rigide, elle se maintient seule autour de la tête ; convient aux utilisations de courtes durée (45 minutes).



Ecran de remplacement

Réf.	Désignation	€ les 12
030704	Ecran de remplacement en PC pour toutes visières	NC -

Coloris visière	Blanc	Bleu	Rose	Vert	€
Ecran à visière ajustable	030705	030706	030707	030708	209,90 -
Ecran à cordon	030700	030701	030702	030703	NC -
Ecran à visière fixe	030709	030710	030711	030712	162,10 -

Visière de protection

- Ajustable
- Confortable
- Tour de tête en polypropylène
- Visière en PET 240 µm
- Parfaite transparence
- Compatible avec le port de lunettes ou de masques
- Poids : 61 g
- Livrée à plat, montage facile
- Pour travail en toute sécurité

Coloris serre tête	Noir	Unités/boîte	€/boîte
Réf.	540133	10	NC -



Ecran de protection contre les projections d'azote liquide

- Protection faciale pour la manipulation de liquide cryogénique
- Matériau composite résistant, spécialement testé contre les projections d'azote liquide
- Ecran résistant aux impacts et aux UV, sans distortion optique
- Protection du visage, l'avant de la tête, et du cou
- Harnais réglable ergonomique, écran relevable
- Bandeau anti-transpiration
- EPI cat. III
- Ecran de classe optique 1

Réf.	Désignation	€
005256	Protection faciale Clear-Cryo	NC -

