

Blouses Body Tech

- Protection contre les projections limitées de produits dangereux
- Film externe microporeux (imper-résistant) + non tissé interne doux au toucher
- Crochet dans l'encolure pour suspendre la blouse
- Blouse cousue
- Fermeture devant par 4 pressions
- Sans poche
- Poignets élastiqués
- Coloris blanc
- Sous sachet individuel



Signification des pictogrammes : page 1215

* taille XXL : unités/carton = 70

Taille	M/L	XL	XXL	Unités/ carton	€/carton
Réf.	073703	073705	073706*	80	NC -

Blouses visiteur

- Blouse non tissée, en polypropylène
- A usage unique
- Cousue avec manches montées et poignets élastiques
- Encolure nouable et attache de ceinture sur le devant



Taille	Longueur (cm)	Vert	Blanc	Jaune	Bleu	€/les 50
L	114	711730	711731	711728	711729	NC -
XL	127	711209	711210	711211	711212	NC -

Blouse d'isolation fermeture dos

- En polypropylène 17 g/m² respirant
- Élastiques aux poignets
- Fermeture dos par lacets au col et à la ceinture
- Sans poches
- Longueur : 105 cm
- Sous conditionnement en sachet de 10 blouses



Coloris	Vert	Blanc	Bleu ciel	Jaune	€/les 100
Réf.	475442	475443	475444	475445	NC -

Blouse d'isolation en polypropylène

- A usage unique
- Surblouse légère et respirante
- En polypropylène 25 g/m²
- Coloris bleu
- Fermeture dos par liens, élastiques aux poignets
- Manches longues
- Taille unique



Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/carton
475373B	Blouse d'isolation	100	NC -

Kit visiteur

Chaque kit emballé individuellement contient :

- + 1 charlotte à clip blanche ;
- + 1 blouse blanche en polyéthylène 20 µm fermeture par boutons pressions ;
- + 2 surchaussures bleues en polyéthylène ;
- + 1 masque blanc papier 1 pli à élastique.

Réf.	Désignation	€/les 100
030724	Kit visiteur	NC -

Kit visiteur



Chaque kit emballé individuellement contient :

- + 1 masque 3 plis vert, en PP non tissé, avec élastiques auriculaires ;
- + 1 charlotte clip blanche, en PP non tissé 14 g/m² ;
- + 1 blouse Body Eco blanche en PP non tissé 38 g/m² (Cat. I).

Réf.	Composition kit	€/les 50 kits
999845	1 masque, 1 charlotte, 1 blouse taille L	NC -
999846	1 masque, 1 charlotte, 1 blouse taille XL	NC -
999847	1 masque, 1 charlotte, 1 blouse taille XXL	NC -