

Blocs chauffants OHAUS



- Capacité : de 1 à 6 blocs selon le modèle
- Modèle avec ou sans couvercle
- Afficheur LED
- Avertissement de chaleur
- Protection contre le dépassement de température
- Alarme sonore en fin de minuterie
- Blocs vendus séparément
- Accessoire pour transformer le bloc chauffant en bain de sable
- Nombreux accessoires disponibles, nous contacter

	Sans couvercle				Avec couvercle
	1	2	4	6	2
Nombre de blocs	1	2	4	6	2
Gamme de T°	Amb. + 5 °C à 120 °C				
Stabilité T° à 37 °C	± 0,2 °C				
Uniformité entre blocs similaires à 37 °C	-	± 0,1 °C	± 0,2 °C	± 0,3 °C	± 0,2 °C
Temps de chauffage pour arriver à 100 °C	45 min.	50 min.	60 min.	65 min.	50 min.
T° de travail	18 à 33 °C				
Incrément	0,1 °C				
Dimensions L x l x h (mm)	315 x 203 x 89	391 x 203 x 89	429 x 203 x 89	531 x 203 x 98	391 x 203 x 178
Référence	192134	192137	192138	192139	192140
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
192263	Sable pour bains sec 0,45 kg	NC -
192328	Kit de sonde de température externe	NC -

Accessoires pour blocs chauffants

Réf.	Taille de bloc	Echantillon	Nb. de puits	Ø du puits (mm)	Profondeur du puits (mm)	€ HT
192244	1	0,5 ml	30	7,9	27,6	NC -
192246	1	1,5 ml	20	11,1	39,1	NC -
192277	1	2 ml	20	11,5	38,1	NC -
192258	1	15 ml	12	17,1	44,5	NC -
192254	1	50 ml	5	29	47,6	NC -
192279	1	1,5 ml	4	11,1	39,1	NC -
	1	15 ml	3	17,1	38 x 58 x 42	
	1	50 ml	2	29	27,6	
192280	1	0,5 ml	6	7,9	91 x 36 x 43	NC -
	1	1,5 ml	10	11,1	39,1	
	1	2 ml	5	11,5	38,1	
192257	2	Plaque 96 puits	96	6,4	15,5	NC -
192255	1	Barrette de tube 10 x 8	80	6,4	15,5	NC -
192256	1	Tubes individuel	64	6,4	20,2	NC -
192259	1	Bains de sable	-	-	-	NC -
192260	2	Bains de sable	-	-	-	NC -
192261	4	Bains de sable	-	-	-	NC -
192262	6	Bains de sable	-	-	-	NC -

Bains à sec digitaux



- 3 modèles : 1 bloc, 2 blocs et 4 blocs
- Taille des blocs : 76 x 95 x 50 mm
- Gamme de température :
 - modèles 1 et 2 blocs : ambiante +5 °C à 150 °C
 - modèle 4 blocs : ambiante +5 °C à 130 °C
- Facile à utiliser
- Outil de prélèvement des blocs
- Sélection de la température et du temps par rotation du bouton
- Contrôle par microprocesseur PID
- Affichage LCD 4 digits
- Précision : résolution de 0,1 °C, précision ± 0,2 °C, uniformité des blocs ± 0,2 °C
- Garantie : 2 ans

Blocs

Référence	Désignation	€ HT
060919	Bloc plein pour lames	NC -
060920	Bloc pour 24 microtubes 1,5 ml (shaped)	NC -
060921	Bloc pour 24 microtubes 1,5 ml ou 2 ml	NC -
060922	Bloc pour 24 microtubes 0,5 ml	NC -
060923	Bloc pour 12 tubes 15 ml	NC -
062561	Bloc pour 5 tubes 50 ml	NC -
060924	Bloc pour 20 tubes ø 10 mm ou tubes 2 ml	NC -
060925	Bloc pour 20 tubes ø 13 mm	NC -
060926	Bloc pour 12 tubes ø 15 mm ou 16 mm	NC -
060931	Bloc pour 48 tubes 0,2 ml ou 6 barrettes PCR de 8 tubes	NC -
060933	Bloc pour plaques PCR 96 puits 0,2 ml pour 1 bloc	NC -
060934	Bloc pour plaques PCR 96 puits 0,2 ml pour 2 et 4 blocs	NC -
060935	Bloc pour plaque microtitration pour 2 ou 4 blocs	NC -

Modèle	1 bloc	2 blocs	4 blocs
Dimensions (mm)	200 x 230 x 80	220 x 270 x 80	220 x 360 x 80
Poids (kg)	2,3	2,8	3,9
Puissance	200 W	400 W	600 W
Référence	060916	060917	060918
€ HT	NC -	NC -	NC -