





Agitateurs magnétiques multipostes à contrôle intégré 2mag



- Zéro maintenance : entraînement du barreau magnétique par induction
- Moteur sans dégagement de chaleur, surface restant froide à l'utilisation
- Garantie : 3 ans

Zéro maintenance

+ d'info
Dutscher.com



Modèle	MIX 6	MIX 4MS	MIX 15	MIX 15 éco	MIX 8XL	MIX 12XL
Interface	Digitale					
Nombre de postes	6	4	15	15	8	12
Capacité d'agitation / poste (l)		3		1,5		3
Vitesse (rpm)	100 - 2000				100 - 1600	
Distance entre les postes (mm)	130	140	65	65	90	90
Matériaux plateau	Acier inox					
Dim. (l x p x h) (mm)	245 x 425 x 38	245 x 425 x 38	245 x 425 x 38	245 x 425 x 35	185 x 420 x 38	275 x 420 x 38
Poids (kg)	8,8	8,9	8,8	8,8	6,4	8,8
Conditions d'utilisation	-10 à +50 °C / 80 % HR					
Humidité relative admissible	80%					
Type de protection	IP64					
Réf.	699012	699051	699013	699014	699047	699048
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Agitateurs magnétiques multipostes RO IKA




- Entraînement du barreau magnétique par bobine sans usure
- Mode de fonctionnement éco réduisant la chauffe de la surface
- Sens d'agitation programmable pour une meilleure agitation

Modèle	RO 5	RO 10	RO 15
Interface	Digital		
Nombre de postes	5	10	15
Capacité d'agitation / poste (l)	0,4		
Capacité d'agitation totale (l)	2	4	6
Vitesse d'agitation (rpm)	0 - 1200		
Distance entre postes (mm)	90		
Matériaux plateau	Acier inox		
Dimensions (l x p x h) (mm)	120 x 570 x 60	190 x 570 x 60	280 x 570 x 60
Poids (kg)	3	5	7
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR		
Indice de protection	IP 40		
Réf.	250335	250336	250337
€	NC -	NC -	NC -



Agitateurs multipostes à commande directe



- Zéro maintenance : entraînement du barreau magnétique par induction
- Moteur sans dégagement de chaleur, surface restant froide à l'utilisation

Modèle	Poly 15	Multipoint 6	Multipoint 15
Interface	Digitale		
Nombre de postes	15	6	15
Capacité d'agitation (l)	0,8	3	3
Vitesse (rpm)	130 - 990	80 - 2000	
Ø plateau (mm)	65	130	65
Matériaux plateau	Acier inox		
Dim. (l x p x h) (mm)	240 x 420 x 35	240 x 420 x 35	240 x 420 x 35
Poids (kg)	6	7,5	
Conditions d'utilisation	-10 à +40 °C / 80 % HR		
Type de protection	IP32	IP64	
Réf.	078573	078574	078575
€	NC -	NC -	NC -

