



## Agitateurs vortex pour utilisation continue Ohaus

■ Livré avec support monotube, support universel, couvercle et insert en mousse 38 microtubes 1,5/2 ml

Modèle	VXHDAL	VXHDDG
Interface	Analogique	Digitale
Vitesse (rpm)	300 - 3500	
Orbite (mm)	4,9	
Mode d'utilisation	Manuel ou continu	Manuel, continu ou minuteur
Minuteur	-	1s à 160h
Dimensions (l x p x h) (mm)	241 x 468 x 160	
Poids (kg)	6,7	
Conditions d'utilisation	+4 à +40°C / 85% HR	
Réf.	192146	192145
€	NC -	NC -



192145



### Accessoires

Réf.	Désignation	€
192299	Insert mousse pour 52 microtubes 0,5ml	NC -
192300	Insert mousse pour 38 microtubes 1,5/2ml	NC -
192303	Insert mousse pour 34 tubes Ø 12-13mm	NC -
192304	Insert mousse pour 20 tubes 15ml Ø 15-18mm	NC -
192305	Insert mousse pour 18 tubes Ø 19-21mm	NC -
192306	Insert mousse pour 13 tubes Ø 22-25mm	NC -
192307	Insert mousse pour 4 tubes 50ml Ø 26-29mm	NC -
192298	Support 1 microplaque format SBS	NC -
192296	Support 2 microplaques format SBS	NC -
192297	Support 4 microplaques format SBS	NC -

## Agitateur vortex Multi Reax

■ Livré complet avec un carrousel 26 tubes Ø 10-16 mm et un carrousel 12 tubes 16-32 mm

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	150 - 2000
Orbite (mm)	3
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1s à 999min
Dimensions (l x p x h) (mm)	270 x 410 x 272
Poids (kg)	9,8
Conditions d'utilisation	+5 à +40°C / 80% HR
Indice de protection	IP30
Réf.	498644
€	NC -



## Agitateur IKA VXR basic Vibrax®

■ Livré sans support, à compléter par une plateforme ou un support universel

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	0 - 2200
Orbite (mm)	4
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	157 x 130 x 247
Poids (kg)	6,1
Conditions d'utilisation	+5 à +40°C / 80% HR
Réf.	250136
€	NC -



250136

### Accessoires

Réf.	Désignation	€
250318	Plateforme 130 x 130 mm pour 1 flacon jusqu'à 250 ml	NC -
250319	Plateforme 410 x 210 mm pour boîtes de Petri et flacons de culture	NC -
250555	Plateforme universelle à rouleaux pour 2 fioles jusqu'à 500 ml	NC -
250584	Portoir pour 64 microtubes 1,5/2 ml	NC -
250211	Support universel pour inserts	NC -
250315	Insert mousse pour 70 microtubes 1,5/2 ml	NC -
250212	Insert mousse pour 41 tubes Ø 12 mm	NC -
250316	Insert mousse pour 32 tubes Ø 16 mm	NC -
250317	Insert mousse pour 18 tubes Ø 20 mm	NC -



250318



250212