



Agitateur vortex MixMate Eppendorf

eppendorf

- Silencieux : niveau sonore inférieur à 50db
- Technologie anti-éclaboussure pour limiter les contaminations croisées
- Technologie 2D Mix-Control pour un mouvement d'agitation parfaitement plan
- Garantie 2 ans

Interface	Digital
Vitesse (rpm)	300 - 3500
Orbite (mm)	3
Capacité standard	1 microplaque SBS
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	15s à 99h30min
Dimensions (l x p x h) (mm)	170 x 230 x 130
Poids (kg)	4,2
Conditions d'utilisation	+2 à +40°C / 75% HR
Réf.	999576
€	NC -



Accessoires

Réf.	Désignation	€
033959	Portoir 96 pour 96 tubes PCR 0,2 ml, barrettes PCR ou plaques PCR 96 puits, semi-jupées ou non jupées	NC -
033960	Portoir pour 24 microtubes 0,5 ml	NC -
033961	Portoir pour 24 microtubes 1,5 ml ou 2 ml	NC -
999577	Portoir pour 8 tubes coniques de 5 ou 15 ml	NC -
999578	Portoir pour 4 tubes coniques de 25 ou 50 ml	NC -



Agitateurs vortex pour microplaques Ohaus



- Livré avec une tête standard et un support pour 1 microplaque

Modèle	VXMPAL	VXMPDG	SHLDMP03DG
Interface	Analogique	Digitale	
Vitesse (rpm)	300 - 3500	100 - 1200	
Orbite (mm)	3,5	3	
Capacité standard	1 microplaque SBS	4 microplaques SBS	
Mode d'utilisation	Manuel ou continu	Manuel, continu ou minuteur	Continu ou minuteur
Minuteur	-	1s à 160h	
Dimensions (l x p x h) (mm)	267 x 137 x 114	413 x 254 x 102	
Poids (kg)	5,3	10,9	
Conditions d'utilisation	+4 à +40°C / 85% HR	-10 à +60°C / 80% HR	
Réf.	192148	192147	192112
€	NC -	NC -	NC -



Accessoire pour VXMPAL et VXMPDG

Réf.	Désignation	€
192296	Portoir pour 2 microplaques	NC -

Accessoire pour SHLDMP03DG

Réf.	Désignation	€
192218	Support pour 70 microtubes 1,5 ou 2,0 ml	NC -



Agitateur vortex pour microplaques PMS-1000i Grant-bio

grant

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	150 - 1200
Orbite (mm)	2
Capacité standard	2 microplaques SBS
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1min à 24h
Dimensions (l x p x h) (mm)	205 x 220 x 90
Poids (kg)	2
Conditions d'utilisation	+4 à +40°C / 80% HR
Réf.	144206B
€	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
144207	Plateau pour 4 microplaques	NC -

